

番 号	令和3年度(委託)第2号	仕 様 書
件 名	名張市立病院医療器具等洗浄・滅菌業務委託	
場 所	名張市 百合が丘西1-178番地 地内	
金 額	年額	円(税額 円)
期 間	令和3年7月1日から令和6年6月30日まで	
概 要		
別紙のとおり		

内訳書

委託名：名張市立病院等医療器具等洗浄・滅菌業務委託

内訳：【人件費】

受託責任者	円/月・名×	名＝	円/月
リーダー	円/月・名×	名＝	円/月
常勤	円/月・名×	名＝	円/月

1ヶ月あたり小計 円/月

年間小計(A) 円/年

【消耗品費等】

その他消耗品 年間小計(B) 円/年

【経費】

人件費 円/年× %= 円/年

消耗品費等 円/年× %= 円/年

年間小計(C) 円/年

年額(A)+(B)+(C)※端数調整 円/年

消費税額 円/年

合計(税込) 円/年

医療器具等洗浄・滅菌業務仕様書

この仕様書は、名張市立病院の医療器具等の洗浄・滅菌業務の内容・基準について、必要な事項を規定するものとする。ただし、本仕様書に規定のない事項であっても、現場の状況に応じて名張市(以下「発注者」という。)が必要と認めた作業で、施行方法等、運用上のもものは、委託金額の範囲内で受注者が実施するものとする。

1 総則

受注者は本仕様書及び医療器具等洗浄・滅菌業務仕様細則(以下「仕様細則」という。)に基づき名張市立病院における医療器具等洗浄・滅菌業務を実施すること。

2 業務場所

名張市立病院

(洗浄、滅菌は名張市立病院の施設を使用する。)

3 業務内容

- (1) 医療器具・材料等の洗浄・滅菌業務
- (2) 手術用ケースカート作成業務
- (3) 衛生材料作成業務
- (4) 業者持込・借用器材処理業務
- (5) 滅菌物搬送業務
- (6) 月別統計・電算処理業務
- (7) 設備・機器管理業務
- (8) その他

4 管理・実施体制

受注者は、以下の管理体制をもって業務を行うこと。なお、スタッフの人数については業務が滞りなく実施できる人数を配置すること。

また、発注者は、現場管理者として手術室看護師長を配置するものとし、受注者は、洗浄・滅菌業務における日常業務の調整事項・業務変更・新規作業等が生じた場合は、現場管理者の了承を得て、適切に業務を行うこと。

(1) 業務スタッフ

① 受託責任者

- ア) 受注者は、本業務にかかる業務スタッフ等を統括管理するとともに、発注者との協議窓口となる受託責任者（自社の社員）を病院内に1名常勤させ、その氏名・資格・経歴を記載した経歴書、健康診断書及び雇用を確認できる書類を契約後速やかに発注者へ提出するものとする。なお、健康診断書は健康診断を実施の都度提出するものとする。
- イ) 受託責任者は、発注者の意見を反映させ、業務を円滑に実施するとともに、手術器械のセット組みなどの知識・技術を有した3年以上の病院滅菌消毒業務経験者で、滅菌管理士又は第2種滅菌技師以上の資格を有する者を配置すること。
- ウ) 受託責任者が一時的に不在の場合には、その業務を代行できるスタッフを配置すること。
- エ) 受託責任者が欠けたときには、イ)を満たす者を速やかに配置すること。
- オ) 受託責任者は下記の事項を遵守して業務を遂行すること。
- 医療器具等洗浄・滅菌業務（以下「本業務」という。）全般を統括すること。
 - 発注者と緊密な連携をとること。
 - 本業務における責任体制を明確にし、従事する者の評価・指導・監督を行うこと。
 - 清潔・汚染状況を把握し、本業務に従事する者に対して指導・監督を行うこと。
 - 本業務を効率的に行うため、必要な人員を配置すること。
 - 本業務を効率的に行うため、必要な研修計画を策定して実行すること。
また、契約後速やかに研修計画を、研修実施後に研修実施報告書を発注者へ提出すること。
 - 医療器具等洗浄・滅菌業務標準作業書（以下「標準作業書」という。）について発注者と協議を行い、より良い洗浄・滅菌技術の向上と合理化に努めること。
 - 安全に注意して業務を遂行すること。
 - 本業務における従事者の健康管理に注意して業務を遂行すること。
 - 従事者控室・用具保管庫の清掃及び管理を行うこと。
 - 従事者の作業時の服装や名札の着用について指導を行うこと。
 - 使用薬品等を適切に管理すること。
 - その他業務上必要と思われる項目を把握し、発注者へ届け出ること。

② 業務リーダー

- ア) 受注者は、本業務を適切に履行するため、手術器械のセット組みなどの知識・

技術を有した1年以上の病院滅菌消毒業務経験者を従事者の中から業務リーダーとして選任すること。その氏名・資格・経歴を記載した経歴書及び健康診断書を契約後速やかに発注者に提出するものとする。なお、健康診断書は健康診断を実施の都度提出するものとする。

- イ) 業務リーダーは現場の責任者として従事し、受託責任者と兼任できないものとする。

③ 従事者

- ア) 受注者は、業務を滞りなく実施するために必要な人数を配置すること。
- イ) 受注者は、病院内に配置する従事者について、担当区域別の人員数と各従事者の氏名を記載した名簿及び健康診断書を契約後速やかに発注者に提出し承認を得ること。なお、健康診断書は健康診断を実施の都度提出するものとする。
- ウ) 従事者は下記の事項を遵守すること。
 - 標準作業書のとおり担当区域の業務を遂行すること。
 - 担当区域で発生した問題について、直ちに業務リーダー及び受託責任者へ報告し、指示に従うこと。
 - 担当区域で発生した不良箇所等は、直ちに受託責任者へ報告すること。
 - その他業務遂行上必要と思われる事項を受託責任者に届け出ること。

④ 資格等

受注者は、常勤する者の内、以下の資格を有する者を1名以上配置すること。

なお、1名が以下の資格を有している場合でも要件を満たすものとする。

- ア) 普通第1種圧力容器取扱作業主任者
- イ) 特定化学物質等作業主任者

⑤ その他

発注者は、本業務の遂行上、受注者の業務スタッフのうち、著しく不相当と認められる者がいるときは、その事由を明示し、当該業務スタッフの交替を求めることができる。

(2) 施行方法

受注者は、本業務の施行については本仕様書及び仕様細則に基づき、標準作業書及び実施計画表を作成し、遅滞なく本業務を実施すること。

① 標準作業書

- ア) 受注者は、本業務の適正化・標準化のために必要な事項を記載した標準作業書を作成し、事前に発注者の承認を受けること。
- イ) 標準作業書は以下の要領で作成すること。
 - 清潔・一般の区域管理状況を理解し、洗浄・滅菌方法を決定し、わかりやすく記載すること。特に、手術部門への供給方法（資材等の受入・供給作業、

業者持込・借用器材取扱いの運用方法など)については、具体的に記載すること。

- 使用目的を考慮して、洗浄・滅菌方法を決定すること。
- 管理対象部署・物品などを踏まえ、全体の洗浄・滅菌スケジュールを策定すること。(詳細は実施計画表へ記載)
- 洗浄・滅菌順位を考慮して、スケジュールを調整すること。
- 各洗浄・滅菌項目の頻度を設定して、スケジュールを調整すること。
- 検査業務の結果を反映させること。
- その他洗浄・滅菌関係項目を的確に記載すること。
- 用紙サイズはA4を基本とすること。

② 実施計画表

ア) 受注者は、業務仕様細則により、各医療器具等洗浄・滅菌業務内容に合った実施計画表(日常業務・管理業務を行う計画)を作成し、事前に発注者の承認を得ること。

イ) 実施計画表は以下の要領で作成すること。

- 実施計画は、日常業務と管理業務(在庫・使用・品質・業務・滅菌・環境管理)について作成すること。
- 日常業務の実施計画は、業務区分別に日・週単位で行う業務の頻度を記載し、部門別、洗浄・滅菌方法別に作成すること。
- 管理業務の実施計画は、業務内容別に月・年単位で行う業務の頻度を記載すること。
- 作業実施時間は、手術室及び病棟・外来部門の業務遂行に支障の出ないように考慮し、スケジュールを作成すること。
- 検査業務の結果を反映させ、必要と認められる事項については、別途計画を作成すること。

③ その他

受注者は、業務施行方法に変更の必要が生じた時は発注者と協議の上、標準作業書の変更を行い、発注者の承認を得ること。

(3) 業務日及び業務時間

① 業務日及び業務時間は、原則として土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時30分までとする。(但し、手術部門等への前日分器材回収業務等については、午前8時30分までに終了していること。)なお、GW・年末年始(12月29日から1月3日まで)等の連休時は、業務に支障をきたさないような勤務体制をとること。

② 休日・夜間の緊急対応については、発注者へ緊急連絡網を提出し、緊急事態が発生し

た場合には、迅速に対応できること。

- ③ 業務時間外に業務が発生した場合でも、その費用については契約金額に含むものとする。

(4) 連絡体制

受注者は、発注者と密接な連絡体制を構築し、業務の遂行、問題点の整理・解決等に努めること。また、緊急事態が発生した場合には緊急連絡網により連絡ができる体制とする。

① 定期連絡

受託責任者は、業務の内容の報告、遂行の計画等について発注者と定期的に連絡を取ること。

② 臨時連絡

受託責任者は、業務遂行上問題が生じた場合、発注者へ連絡すること。

なお、業務の遂行上、緊急の措置を要すると認めたときは、発注者は、受注者に対し、所要の措置をとることができるものとする。

(5) 研修・教育等

受注者は従事者に対して研修を行うものとし、事前に計画を立て、発注者の承認を得ること。

- ① 受注者は従事者に対し、標準作業書に基づく研修を行ったうえ、本業務に従事させること。
- ② 受注者は従事者に対し、病院という特殊性を考慮し、患者・来院者への接遇の研修を行うこと。
- ③ 受注者は従事者に対し、病院の業務遂行に支障が出ないよう研修を行うこと。

(6) 院内感染防止

受注者は、院内感染を防止するために下記の留意事項を遵守し、従事者に研修を通じ教育をすること。

- ① 受託責任者は常に感染防止策を念頭に置き、病院等側と連携し対抗処置を講じること。
- ② 清潔・一般区域の区分内容・意味を熟知して清潔管理に努めること。
- ③ 従事者は、標準作業書に基づき、汚染に注意して業務を行うこと。
- ④ 消毒薬・洗剤等については、使用に際して発注者の許可を得ること。
- ⑤ 洗浄用具等は、指定された場所においてのみ使用し、他の区域に持ち出さないこと。
- ⑥ 清潔区域の従事者は入室・退室にあたり、その定められた方法を遵守すること。
- ⑦ 従事者は、感染事故発生時においては、受託責任者に届け出、受託責任者は、発注者に報告し、緊急に必要な措置を講じること。また、再発防止の対策を講じること。
- ⑧ 本業務に従事する者は、発注者の開催する院内感染防止研修に2回/年以上出席すること。

(7)点検及び報告

発注者は、受注者が提出した報告書その他の書類等を確認して捺印、もしくは書面にて確認した旨を連絡するとともに、必要に応じ適切な指示・指導を行い、受注者はその指示・指導に従うものとする。

① 業務報告書

受託責任者は、各業務を点検し、状況を把握した後、業務の評価を行った上で、翌日までに発注者に報告すること。

② 問題発生時の対応

受託責任者は、業務遂行上問題が生じた場合、直ちに問題の処理を行うとともに発注者に報告を行うこと。

③ 検査

発注者は、業務に対して検査を実施し、内容が仕様書等に合致しない時は受注者に作業の手直し及び業務遂行を命ずることができる。

④ 保管

受注者は、業務報告書・その他報告書を作成日より3年間を越える年度末まで保管を行い、発注者より提示の請求があれば開示すること。

⑤ その他

受注者は、常に内容の点検・見直しを行い業務改善に努めること。

5 業務遂行上の義務

業務スタッフは、業務遂行にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ① 常に制服・名札を着用しなければならない。
- ② 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない（契約期間後及び業務スタッフ離職後においても同様とする。）。
- ③ 本業務を行うにあたっては、盗難予防に留意するとともに積極的に発注者の事業運営に協力しなければならない。
- ④ 本業務を行うにあたっては、各種関係法規を遵守し、常に善良なる受注者の注意をもって誠実にこれを行わなければならない。
- ⑤ 器械操作にあたっては操作を熟知し、常に正常に作動するよう努めなければならない。
- ⑥ 貸与された器械・物品等を業務以外の目的に使用してはならない。

6 個人情報保護

- (1) 受注者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）等を遵守し、個人情報保護の重要性を認識し、原契約に基づく本業務の実施に際して知り得た個人情報（個人に関する情報であつて、特定の個人を認識できるもの、又は他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいう。以下同じ。)については厳重に管理し、第三者に開示、提供、漏洩してはならない。なお、本条項は、契約期間終了後も、引き続き効力を有するものとする。

- (2)受注者は、個人情報の適切な保護を図るため、自己の組織内に情報管理責任者を設置し、十分な安全管理措置を講ずるものとする。
- (3)受注者は、原契約の履行に必要な範囲を超えて、個人情報を加工、利用、複写、複製をしてはならない。
- (4)受注者は、発注者の提供する施設内、または発注者が事前に書面で承諾した場所以外には個人情報を持ち出してはならない。
- (5)受注者は、発注者の求めがある場合は、受注者において個人情報が適切に管理され、また、本仕様書及び仕様細則の内容が遵守されていることを発注者に対して報告しなければならない。
なお、個人情報の紛失、漏洩、破壊、改ざん等の事故が生じた場合には、速やかに発注者に報告をするものとする。
- (6)受注者が本業務の遂行にあたり、受注者の責に帰すべき事由により個人情報の漏洩、破壊、改ざん等が発生し発注者に損害が生じた場合には、受注者が賠償の責を負うものとし、賠償の程度、方法については発注者、受注者で協議のうえ決定する。
- (7)受注者は、本仕様書及び仕様細則に基づく安全管理措置の内容を、自己の全ての職員が、在職中、退職後を通じて遵守することを保証するものとする。
- (8)その他、個人情報保護に関して必要と認められる事項は、個人情報保護に関する法律、名張市個人情報保護条例、名張市立病院における個人情報保護に関する基本方針に基づき、発注者、受注者の協議により定めるものとする。

7 法令上の責任

受注者は、受託業務の遂行にあたって、業務スタッフを指揮監督し、労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・職業安定法・その他の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主または使用者としてすべての責任を負うものとする。

8 保険・損害賠償

設備・建築物等の火災保険・損害保険等の加入及び保険料は発注者の負担とする。ただし、受注者の責に帰すべき事由により、設備・建物等に損害を与えた場合、受注者は直ちにその旨を発注者に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。また、受注者が第三者に損害を与えた場合も同様とする。

9 業務環境・衛生管理

- (1) 発注者は、受注者の業務に必要な器械器具・消耗品・スタッフ控室・電話機・電気・ガス・水道を無償で受注者に提供するものとする。
- (2) 受注者は、洗浄室・組立室・既滅菌保管庫・事務室・更衣室・スタッフ控室など日々使用する箇所の日常清掃及び定期的なワックス掛(年2回程度)を行い、適切な衛生管理を行うものとする。

10 費用

- (1) 費用については下記の項目を除き、受注者の負担とする。
 - ① 電気・ガス・水道料金
 - ② 洗浄・滅菌設備及びそれに付随する消耗品等(洗浄剤・薬品・衛生材料等)
 - ③ 滅菌に使用する滅菌バック、インジケーター等

11 その他

- (1) 再委託
受注者は、委託業務の全部もしくは大部分を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにし発注者の承認を得た場合はその限りでない。
- (2) 不良箇所の報告
受注者は、業務遂行及び点検中に発見した小規模の不良箇所について、直ちに発注者に報告すること。
- (3) 事前準備
受注者は、業務開始前に滅菌業務に精通した者を派遣し、業務が円滑に開始・遂行されるよう事前準備を行うこと。なお、事前準備に経費が発生する場合には、受注者の負担とする。
- (4) 契約解除
発注者は、受注者がその責に帰する理由により当該契約に違反した場合、もしくは、受注者の業務内容が明らかに著しく不適當であると認められたときは、契約を解除することができる。
- (5) その他
本仕様書、仕様細則及び標準作業書に記載のない事項においても、本業務の遂行上、必要と認められる軽微な作業については委託額の範囲内で実施すること。
- (6) この仕様書に疑義が生じた場合については、協議により定める。
- (7) 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額に減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更又は解除できるものとする。

医療器具等洗浄・滅菌業務仕様細則

1 管理対象物品

- 1) 手術室用鋼製小物
- 2) 病棟・外来部門用鋼製小物
- 3) 洗浄・消毒・滅菌再生可能な各種材料（衛生材料含む）
- 4) 診療用リネン類（滅菌を必要とするもの）
- 5) その他滅菌を必要とするもの

2 管理対象部署

- 1) 手術室
- 2) 2階病棟・3階病棟・4階病棟・5階病棟
- 3) 外来部門（救急外来・透析室・中央処置室・放射線室・臨床検査室・薬局・整形外科・外科・脳外科・内科・循環器内科・小児科・眼科・泌尿器科・内視鏡室・外来化学療法センター）

3 業務区分及び業務内容別の処理要領

(1) 業務区分

次のとおり大きく区分するものとする。

ただし、医療器具等洗浄・滅菌業務標準作業書の作成や洗浄・滅菌業務の遂行にあたっては、当該施設に適した運用を検討すること。

- 1) 医療器具・材料等の洗浄・滅菌業務
- 2) 手術用ケースカート作成業務
- 3) 衛生材料作成業務
- 4) 業者持込・借用器材処理業務
- 5) 滅菌物搬送業務
- 6) 月別統計・電算処理業務
- 7) 設備・機器管理作成業務
- 8) その他

(2) 業務内容別の処理要領

大区分された各業務の詳細については、次のとおりとする。

- 1) 医療器具・材料等の洗浄・滅菌業務
(ア)回収

①手術部門

- ・ 前日未処理（17時30分以降手術分）の手術器材の回収（1回/日）
- ・ 当日使用済み（17時30分までの手術分）の手術器材の回収（適宜対応）
- ・ 前日手術資材（ディスポガウン・オイフ・メスの刃等）の後片付け（1回/日）。
- ・ 滅菌物の期限切れ確認（1回/週）。

※ 回収に間に合わない器材（当日使用し、その日に再使用する可能性のある器材・伝票記入もれ器材など）が発生した場合、部署スタッフが滅菌部門まで直接届ける。また、既に滅菌室に在庫のある器材の場合は、部署スタッフの届けたものと交換する。

②病棟

- ・ 使用済み器材（セット・単品等）の回収と滅菌済み器材の供給（1回/日）を行う。

③外来部門等

- ・ 使用済み器材（セット・単品等）の回収（1回/日：AM）と滅菌済み器材の供給を行う（1回/日：PM）。
- ・ 透析室のチューブ鉗子についてのみ、回収2回/日（AM・PM）と供給2回/日（AM・PM）を行う。

(イ)仕分・数量確認

回収伝票等を用い、回収・返却された鋼製器材等の数量確認、品質確認（錆・破損・消耗度の点検等）を行い、鋼製小物、鉗子・鑷子類、トレイ類などに仕分けを行う。なお、数量不足が確認された際は、直ちに各部署へ連絡し、確認作業を行う。

※ 従事者は、感染防止に備え作業に必要な装備を行う。

(ウ)洗浄・消毒

回収・仕分けされた器材等をウオッシャー・ディスインフェクターによる洗浄、超音波洗浄、手洗い、アルコール清拭等により洗浄・消毒業務を行う。なお、器材により洗浄・消毒方法は異なるため、発注者の指定された方法により洗浄・消毒業務を行う。また、一次洗浄等の運用については、各部署の運用に従うものとする。

※ 「中央滅菌室管理機器一覧表」を参照とすること。

※ 一次洗浄等の運用

- ・ 手術室、各階病棟は一次洗浄未実施の状態での回収されるため、中央材料室で実施する。
- ・ 透析室の依頼滅菌物（チューブ鉗子等）においては、一次洗浄未実施の状態での回収されるため、中央材料室で実施する。
- ・ 採血室の依頼滅菌物においては、一次洗浄未実施の状態での回収されるため、中

中央材料室で実施する。

- ・平日 17:30 以降/土・日・祝日の手術室においては、担当看護師のもとで一次洗浄するため、中央材料室では実施しない。

(エ) 乾燥

器材の特徴に合わせ、高温（90℃程度）・低温（70℃程度）の乾燥機を使い分けること。

(オ) 組立（セット組）

鋼製小物、剪刀、トレイ、膿盆、微細器械類などの器材の汚れ確認など検査を行い、手術部門及び病棟・外来部門等で使用する器材について、発注者の指定された内容でセット組み等行う。

- ※ 各診療科等における器械セットの概要は、別添「科別資材セット一覧表」を参照とすること。

(カ) 包装

滅菌バック・ステリコンテナ・オイフなど各器材に適した包装方法を選択すること。

- ※ 「中央滅菌室管理機器一覧表」を参照とすること。

(キ) 滅菌

各器材・資材に適した滅菌方法を選択し、滅菌装置（AC・EOG・過酸化水素）の稼動状況を十分確認（物理的・化学的・生物学的方法による滅菌確認検査等の実施）し、効率的な滅菌作業を行うこと。

また、再生滅菌の必要性が発生した材料類については、必ず手術室看護師長に確認し、作業を行うこと。

- ※ 器材・資材により滅菌方法は異なるため、発注者の指定した方法で滅菌を行う。

(ク) 保管・管理

- ・各器材・資材に適した滅菌処理の後、既滅菌の状態での指定の保管場所へ収納する。
- ・先入れ・先出しなど滅菌有効期限の古いものから取り出せるよう保管する。
- ・夜間・休日時の払出対応に備え、手術部門及び病棟・外来部門等からの受取・供給（払出）がスムーズに行えるよう保管・管理する。

(ケ) 供給（払出）・定数配置

指定された部署・箇所・パススルーキャビネットへ器材・資材等を供給（払出）するとともに、既滅菌室、手術部門及び病棟・外来部門等へ指定された種類・数量の定数配置を行う。但し、緊急入院・手術等により器材等が急きよ必要となった場合、速やかに関係部署へ供給（払出）業務を行う。

① 手術部門

- ・既滅菌室より手術室内・クリーンルームへ、手術セット・単品・リネン等の供給（払出）業務を行う（適宜対応）。
- ・手術申込書の記載にもとづき、翌日の手術用ケースカートを提供する（1回/日）。
- ・緊急用ケースカートを回収した場合は、速やかに洗浄・消毒・乾燥・組立・包装・滅菌作業を行い、所定の箇所へ供給（払出）を行う（適宜対応）。

②病棟・外来部門等

- ・各部署への供給（払出）業務を行う（1回/日）。
- ・透析室のチューブ鉗子についてのみ、2回/日の供給業務を行う。

※ 「中央滅菌室管理機器一覧表」を参照とすること。

(コ)その他（依頼滅菌物の取り扱い）

手術部門及び病棟・外来部門等からの「依頼滅菌物（スコープ等の手術室管理器材・開封した未使用資材・万能壺・蛇管・リムーバー・ニフレックボトルなど）」についても、特性に応じて上記(ア)～(ケ)の一連の作業を行うこと。

2) 手術用ケースカート作成業務

(ア)セット作成

手術部門の指示により、ステリコンテナ等を活用した術式別セットを作成する。

※ 術式によりセット内容は異なるため、別添「術式別ケースカートメニュー一覧表」を参照とすること。また、セット内容に変更が生じた場合は、手術室看護師長の指示のもと速やかに対応すること。

(イ)依頼・受入

- ・手術部門から指示のあった術式に応じて、発注者で指定された内容の資材セットを物品管理部門へ依頼する。
- ・物品管理部門で準備される術式別セット材料を受け入れる。

(ウ)包装

上記1)－(カ)に準じる。

(エ)滅菌

上記1)－(キ)に準じる。

(オ)組立

(ア)で作成した術式別セットに、(イ)で受け入れた術式別セット材料を組み合わせる。また、セットに必要なリネン、周辺機器セット等があれば合わせて組み込む。

※ 術式によりセット内容は異なるため、別添「ケースカートメニュー一覧表」を参照とすること。また、セット内容に変更が生じた場合は、手術室看護師長の指

示のもと速やかに対応すること。

(カ)保管・管理

包装・滅菌の処理後に組み立てられた器材等を、既滅菌の状態で指定の保管場所へ収納する。

(キ)供給（払出）・定数配置

セット内容確認後、既滅菌室より手術室内及びクリーンルームへ供給（払出）を行う。

※ 「中央滅菌室管理機器一覧表」を参照とすること。

3) 衛生材料作成業務（1回/日）

(ア)材料の受発注・在庫管理

物品管理部門等へ作成材料の発注（種類により滅菌部門から直接業者へ発注）及び受け取りを行い、衛生材料を作成する。なお、受発注記録等により作成材料の適切な管理を行うこと。

(イ)作成

手術部門、病棟・外来部門等で使用する衛生材料（ガーゼ・綿球など）を発注者の指定する仕様により作成する。

※ 作成する衛生材料の種類等は、別添「衛生材料作成数一覧表」を参照とすること。

(ウ)小分け・袋詰め

衛生材料の種類及び使用部署の状況に応じて、小分け・袋詰めを行う。

(エ)滅菌

上記1)－(キ)に準じる。

(オ)保管・管理

既滅菌の状態で指定の保管場所へ収納する。

(カ)供給（払出）・定数配置

①手術部門

既滅菌室より手術室内及びクリーンルームへの供給（払出）業務を行う。

②病棟・外来部門等

各部署への供給（払出）業務を行う。

(キ)その他

- ・翌日に使用する滅菌パックの日付打ち（1回/日）。
- ・各種衛生材料作成（1回/日）。
- ・巻きガーゼの作成（1回/日）。

4) 業者持込・借用器材処理業務（適宜対応）

(ア) 納品・検品

卸業者等から納品された持込・借用器材が、術式に応じた器材であるか確認を行う。

(イ) 使用前の洗浄・乾燥・組立・包装・滅菌・保管・管理・供給（払出）

上記1) - (ウ)・(エ)・(オ)・(カ)・(キ)・(ク)・(ケ)に準じる。

(ウ) 使用後の回収・数量確認・洗浄・乾燥・返却

上記1) - (ア)・(イ)・(ウ)・(エ)に準じた作業を行い、借用先へ返却する。

5) 滅菌物搬送業務

① 病棟部門滅菌物回収・供給

イ) 対象部署 2階～5階病棟

ロ) 実施回数 1回/日（「使用済器材等」と「滅菌済器材等」を交換）

ハ) 作業内容

<回収>

- ・回収カートにより、部署で1箇所にまとめられた「使用済及び依頼滅菌器材等」・「依頼滅菌物」を回収する。なお、スリッパも回収対象とする。
- ・部署で記入された「滅菌物回収伝票」の返却数と現物の数量チェックを行う。

<供給>

- ・「滅菌済器材・資材等」をパススルーキャビネット経由で、搬送カートにより各部署の指定された箇所へ供給する。なお、スリッパも供給対象とする。

② 外来部門滅菌物回収・供給

イ) 対象部署

救急外来・透析室・中央処置室・放射線室・整形外科・小児科・眼科・泌尿器科・内視鏡室・外来化学療法センター

ロ) 実施回数 回収1回/日（AM）、供給1回/日（PM）

透析室 回収2回/日（AM・PM）、供給2回/日（AM・PM）

ハ) 作業内容 ※ 上記5) - ①-ハ) に準じる。

③ 搬送用カート洗浄業務

イ) 対象部署 物品倉庫

ロ) 実施回数 1回/日

ハ) 作業内容 薬液清拭等による洗浄・消毒を行う。

6) 月別統計・電算処理業務

(ア)手術部門

- ・科別器械セット稼働率一覧表
- ・科別手術件数（定期・臨時）一覧表
- ・科別器械セット別処理数（定期・臨時）一覧表
- ・科別器械セット返却時間帯別一覧表
- ・手術部門衛生材料作成数一覧表
- ・滅菌期限切れリスト表

(イ)病棟・外来部門等

- ・部署別器械処理数一覧表
- ・部署別器械セット稼働率一覧表
- ・臨時請求件数一覧表
- ・病棟・外来部門等衛生材料作成数一覧表

(ウ)共通

- ・AC滅菌装置稼働回数一覧表
- ・EOG滅菌装置稼働回数一覧表
- ・過酸化水素ガス滅菌装置稼働回数一覧
- ・依頼滅菌処理数一覧表
- ・部署別鋼製小物破損紛失数一覧表

(エ)その他作成資料

- ・部署別器材定数配置一覧表
- ・部署別衛生材料定数配置一覧表
- ・機器別洗浄・包装・滅菌方法一覧表
- ・術式別ケースカートメニュー表
- ・術式別器械セット構成一覧表

7) 設備・機器管理業務

(ア)日常機器整備業務（1回/日）

洗浄・滅菌業務で使用するAC滅菌装置・EOG滅菌装置・過酸化水素ガス滅菌装置・ウオッシャー・ディスインフェクター・超音波洗浄機・乾燥機について、点検マニュアル（取扱い説明書）に基づく日常整備を行い、点検記録簿を作成すること。

(イ)法令に基づく滅菌機定期自主点検業務

①AC滅菌装置

「ボイラー及び圧力容器安全規則」を遵守し、定期自主検査を毎月1回実施する。また、生物学的検査及びボウイーディックテスト（1回/週）を実施し、手術室看護師長へ報告を行う。

②E O G滅菌装置

「特定化学物障害予防規則」を遵守し、定期自主検査を毎月1回実施する。また、生物学的検査（1回/日）も実施し、手術室看護師長へ報告を行う。

(ウ)コンテナ・ワゴン等の洗浄・消毒業務（1回/日）

血液等の付着したコンテナ・ワゴン等は、手洗い及びお湯で濡らしたガーゼでの清拭等を行い、薬液消毒をすること。

8) その他

(ア)定数・滅菌有効確認

指定された部署・箇所に定数配置された滅菌物の定数・滅菌有効確認を行う。

①手術部門（1回/月）

- ・既滅菌室、手術室、クリーンルームの定数・滅菌有効確認と手術室看護師長へ報告（1回/月）。

②病棟・外来部門等

- ・既滅菌室での滅菌物の定数・滅菌有効確認（1回/日）。
- ・病棟・外来部門等の滅菌物の定数・滅菌有効を確認し、副看護部長及び各看護師長へ報告（1回/月）。
- ・器材の定数変更（2回/年）。

※ 「中央滅菌室管理機器一覧表」を参照すること。

(イ)滅菌室の日常清掃業務（1回/日）

部屋（洗浄室・組立室・既滅菌保管庫）の使用目的を考慮して、床の水拭き・カラ拭き等清掃方法を決定すること。

(ウ)診療用リネン等の包装・滅菌・供給業務（1回/日）

診療用リネンは2重パックをし、AC滅菌装置により滅菌を行い、供給を行う。また、器械台オイフ等も必要に応じ、滅菌・供給を行う。

(エ)救急カート・ME回路・在宅介護用回路の回収・洗浄・組立・包装・滅菌（1回/日）

①救急カート

- ・アンビューバックを分解し、50℃、10分に設定したプログラムで洗浄。
- ・乾燥後、アンビューバックを組み立て、物品管理部門へ渡す。

※ 回収作業は、物品管理従事者が行う。

②ME回路・在宅介護用回路

- ・回路を分解し、50℃、10分に設定したプログラムで洗浄。
- ・乾燥後、指定された方法により組み立てる。
- ・滅菌パックで包装し、EOG滅菌装置で滅菌を行う。

※ 回収作業は、ME管理従事者が行う。また、在宅介護用回路は、事務局より滅菌部門へ届ける。

(オ)休日用器材の組立・包装・払出・回収（1回/週）

2階～5階病棟・救急外来・画像診断室において、休日用使用分として定数配置される滅菌物の組立・包装・払出を休日前に行う。また、休み明けには回収を行う。

(カ)使用済みリネン類及び各種ゴミ類の処理業務（適宜対応）

ダムウェーターを用いて手術室より届いた使用済みリネン類及び各種ゴミ類について、所定の箇所へ搬送を行う。

(キ)緊急時の請求対応（適宜対応）

定数管理器材の不足に伴い、緊急で使用する器材が発生した場合、「緊急時請求伝票」により必要器材の供給を行う。なお、器材引取りについては、原則として部署スタッフが滅菌部門まで行き、「緊急時請求伝票」と必要器材を引き換える。

(ク)手術時使用のインプラント発注業務（適宜対応）

手術において使用したインプラントを、手術室スタッフに確認後、納入業者へ発注を行う。

4 連絡会議等

(1)業務打合せ会

- 1) 受託責任者は、従事者と随時打合せを行うこと。
- 2) 受託責任者は、業務の内容、遂行上の問題点等について、現場管理者と毎月定期的な会合を持つこと。
- 3) 受託責任者は、必要に応じ、院内の連絡事項に従事者に伝え、また、その結果を必要に応じ、発注者に伝えること。
- 4) 受注者の業務スタッフは、必要に応じ当院の会議へ参加し、会議での決定事項を遵守し、業務スタッフ全員の周知徹底を図ること。
- 5) 運用業務の効率性向上や経費削減に繋がる取組み事項（消耗品等の廉価同等品の提案など）については、継続して発注者・受注者双方で提案・協議すること。

(2)医療情報の提供

関連グループ等における知識・技能等の情報を、病院業務に反映させるとともに、

発注者にその有効活用について、積極的な改善提言を行うこと。

中央滅菌室管理器械一覧表＜整形外科＞

[既滅菌室保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
手の外科	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
経皮的ピンニング	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	
上・下肢近位手術	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
上・下肢遠位手術			2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
関節鏡			2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
上・下肢遠位手術B			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
新上・下肢遠位手術B			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
脊椎手術B			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
脊椎補助			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	
脊椎前方			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
腱手術追加	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	
アンブタ			2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
半月板			2	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
人工骨頭			2	デコマット(一部手洗い)	*	AC	!
セメント			2	デコマット	*	AC	
骨折手術			3	デコマット	ステリコンテナ	AC	
整形エアージェット			1	手洗い・清拭	ステリコンテナ	AC	¥
マイクロ	※		1	デコマット	90クム・HM53A	AC	¥!
[特殊器械類]							
スコープシステム		ジノマー	1	清拭・デコマット	別紙にて表記	EOG	¥!
小関節用手術器械		ジノマー	1	デコマット	90クム・HM53A	AC	
ハーバードウィップルボーンスクリュー		ジノマー	1	デコマット	60クム・HM1104	AC	
関節鏡用手術器械セット	(未滅菌保管)	ストライカー	1	デコマット	120クム	AC	
ラージチタンスクリューセット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
スモールチタンスクリューセット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
ミニ手術器械セット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
整復用鉗子セット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
ゼネラル手術器械セット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
ワイヤー・器械組合せセット		日本マテイス	1	デコマット	90クム・HM1104	AC	
オーソフィックス創外固定		オーソフィックス	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
オーソフィックスペニヒ創外固定		オーソフィックス	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
トライプレート前腕用創外固定	※	キスコ	1	使い捨て	HM1304	EOG	
フィクサム上腕用創外固定	※	キスコ	1	使い捨て	HM1304	EOG	
トロフィックス下腿用創外固定	※	キスコ	2	使い捨て	HM1304	EOG	
キャプチャードヒップスクリュー		日本MDM	1	デコマット	90クム・HM1344	AC	
エンダー釘手術器械セット	4. 5mm	ミスホ	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
エンダー釘手術器械セット	上腕・下腿	ミスホ	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
エンダー釘手術器械セット	4. 0mm	ミスホ	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
エンダー釘器械器具セット		ミスホ	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
骨髄内リーマーセット		オステオ	1	デコマット	120クム・HM62	AC	
キャニュレテッドキャンセランスクリュー	5. 0mm	日本MDM	1	デコマット	90クム・HM53A	AC	
キャニュレテッドキャンセランスクリュー	4. 0mm	日本MDM	1	デコマット	90クム・HM53A	AC	

中央滅菌室管理器械一覧表<整形外科>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
ラージ ロッキングスクリューセット		シンセス	1	デコマット	60ケルム・HM1304	AC	
スモール ロッキングスクリューセット		シンセス	1	デコマット	60ケルム・HM1304	AC	
MEFISTO 大腿・下腿用創外固定	※	シンセス	1	デコマット		AC	
DRFセット	※	シンセス	1	デコマット		AC	
プロファイルコンボ		ストライカー	1	デコマット	90ケルム・HM1344	AC	
ハローベストセット	※		1	デコマット	90ケルム・HM1344	AC	
半月板縫合セット		イソメディカル	1	デコマット		AC	
折損用スクリュー摘出		日本マテイス	1	デコマット	60ケルム・HM1104	AC	
DCPインプラント		日本マテイス	1	デコマット	120ケルム・HM62	AC	

[ROOM1 保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
バッテリーオーソパワー ドリル	OR-2102	ストライカー	2	清拭	*	AC	¥
バッテリーオーソパワー ボーソウ	サジタル OR-2108	ストライカー	1	清拭	*	AC	¥
バッテリーオーソパワー リーマー	OR-2104	ストライカー	1	清拭	*	AC	¥
ヤコブスチャックTハンドル付き Tチャック (ストライカードリルヤコブ用)	ストライカードリル用	ストライカー	1	清拭	HM1302	AC	
Tチャック (ストライカードリルヤコブ用)		ストライカー	2	清拭	HM1302	AC	
バッテリーパック	OR-2115	ストライカー	1	清拭	HM1303	AC	¥
Zサター ワイヤードライバー		ジンマー	1	清拭	HM1104	AC	¥
コマンド2 ワイヤードライバー	OR-2296-88	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 コネクターコード	OR-296-004	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 サジタルソウ	SAG SAW	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 レシプロソウ	RECIP SAW	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 オシレーティングソウ	OSC SAW	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 20°ニューロドリル	20° SPAIN	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 20°ドリル	20° 50K	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
コマンド2 ストレートドリル	50K	ストライカー	1	清拭		ステラット	¥
ハイトルヤコブスチャック	296-80-150	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
AOチャックコマンドワイヤー	296-80-110	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
コマンドワイヤーチャック 7mm-1.8mm	296-80-62	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
コマンドピンチャック 2.0mm-3.2mm	296-80-125	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
コマンドオシレーティングアダプターキット	2296-3-402	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
ワイヤー/ピンチャック(バッテリードリル用)	277-92-125	ストライカー	1	清拭		ACorステラット	
レトラクターセット	6本組	マチス	2	デコマット		AC	
レトラクター (改良型)	2本組 01-371-02	ミズホ	2	デコマット		AC	
ワイトレイナーレトラクター	3045-02	ジンマー	1	デコマット		AC	
ベックマンアドソンレトラクター	3053	ジンマー	1	デコマット		AC	
ベックマンアドソン自在開創器	大 直型 02-007-01	ミズホ	2	デコマット		AC	
ベックマンアドソン自在開創器	小 直型 02-007-02	ミズホ	2	デコマット		AC	
東大改良型開創器 小	07-057-00	ミズホ	1	デコマット		AC	
東大改良型開創器 中	07-056-00	ミズホ	1	デコマット		AC	

中央滅菌室管理器械一覧表<整形外科>

[単品] ROOM1 保管分

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
ピンカッター	01-240-00	ミスホ	2	デコマット	HM1304	AC	!
強力ピンカッター	01-241-00	ミスホ	1	デコマット	90ケルム・HM1305	AC	
ペリアーティキュラ-修復鉗子	398-226	シンセス	1	デコマット	同一パック	AC	
スパイクディスク	398-710	シンセス	2	デコマット		AC	
プレス型プレート曲器	01-527-01	ミスホ	1	デコマット	90ケルム・HM1305	AC	
捻りハンドル	01-527-02	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
手形板			1	手洗い	HM1345	AC	
骨頭用レトラクター	11-1658 (チャンレーの開創器)	リチャード	1	デコマット	90ケルム・HM53A	AC	
マルチロックテーブルベース	302-001	コリン	1	手洗い	90ケルム・ステラッド		
ピンインサーター	613104	キスコ	2	デコマット	HM1303	EOG	
ピンインサーター	611340	キスコ	1	デコマット	HM1303	EOG	
ボーンセラム押込棒	3本1組	住友製薬	1	デコマット	HM1303	AC	
アソロケアコード	H0970-02		2	清拭	HM1305	AC	
万力 (固定皿 2枚付)			1	デコマット	120ケルム・HM62	AC	
アルバラート	00-1320-010-00	ジンマー	1	手洗い	HM1304	EOG	
パルス洗浄用ハンドピース		パイオメット	2	清拭	HM1304	AC	
パルス洗浄用ホース		パイオメット	2	清拭	HM1345	AC	
ランゲンベック扁平鉤 (2本組)	13×40mm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
ランゲンベック扁平鉤 (2本組)	25×60 09-166-00	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
ランゲンベック扁平鉤 (2本組)	25×85mm	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
モスキート止血鉗子	無鉤 曲 2本パック	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
小骨把持鉗子 (2本入り)	01-250-00	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
二連関節丸み鉗子	リウエル氏 側彎 A	ミスホ	2	デコマット	HM1304	AC	
二連関節丸み鉗子	ザウエルブルフ氏 A	ミスホ	2	デコマット	HM1304	AC	
二連関節丸み鉗子	18cm 細型	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	
二連関節丸のみ鉗子	リュウエル氏01-303-02	ミスホ	1	デコマット	HM1304	AC	
二連関節丸のみ鉗子	ザウエルブルフ氏01-304-02 B	ミスホ	1	デコマット	HM1304	AC	
ヤンゼン丸のみ鉗子	01-307-00	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	
小型丸のみ鉗子	小 A 01-301-01	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
小型丸のみ鉗子	小 C 01-301-03	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
修復用鉗子ポイント付	399-071	マティス	2	デコマット	HM1301	AC	
修復用鉗子ポイント付	ワイト 399-074	マティス	3	デコマット	HM1301	AC	
西端氏鋭匙鉗子	直 15602	ナガシマ	1	デコマット	HM1303	AC	
西端氏鋭匙鉗子	弱湾 15601	ナガシマ	1	デコマット	HM1303	AC	
西端氏鋭匙鉗子	強湾 15600	ナガシマ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	B型 直 3mm 02-084-05	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	B型 上向 3mm 02-084-07	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	A型 上向 4mm 02-084-04	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	A型 上向 3mm 02-084-03	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	A型 直 4mm 02-084-02	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
椎間板鋭匙鉗子	A型 直 3mm 02-084-01	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
水野氏髓核鋭匙鉗子	02-083-00	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
膝蓋鉗子	F0153R	エースクラップ	1	デコマット	HM1302	AC	

中央滅菌室管理器械一覧表<整形外科>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
ワイヤーカッター兼プライヤー	超鋼刃付	ミスホ	3	デコマット	HM1302	AC	
ワイヤーカッター兼プライヤー	01-236-00 M式	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
ワイヤーカッター	01-238-10	ミスホ	3	デコマット	HM1302	AC	!
ワイヤーカッター 超硬付	AQO4S1	YDM	1	デコマット	HM1304	AC	!
ナイロンハンマー	大 01-413-01	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	
ステンレスハンマー	大 01-412-01	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
ステンレスハンマー	小 01-412-02	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
整形外科のみ(片刃)	8mm 01-388-22	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(片刃)	12mm 01-388-24	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(片刃)	15mm 01-388-25	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(溝刃)	3mm 01-388-30	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(溝刃)	6mm 01-388-32	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(溝刃)	10mm 01-388-34	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(溝刃)	15mm 01-388-36	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(溝刃)	20mm 01-388-37	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	4mm 01-388-01	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	6mm 01-388-02	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	10mm 01-388-04	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	15mm 01-388-06	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	20mm 01-388-07	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形外科のみ(両刃)	25mm 01-388-08	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
骨のみ	FL120 4mm 14cm	エースクラップ	2	デコマット	HM1301	AC	!
骨のみ	FL122 6mm 14cm	エースクラップ	2	デコマット	HM1301	AC	!
骨のみ 丸型	FL130 4mm 14cm	エースクラップ	2	デコマット	HM1301	AC	!
骨のみ 丸型	FL132 6mm 14cm	エースクラップ	2	デコマット	HM1301	AC	!
本島氏両頭骨膜剥離子 大	全長 21cm 01-361-01	ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	!
本島氏両頭骨膜剥離子 小	全長 14cm 01-361-02	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	!
整形用スケール	15cm TY-848S	タイユー	2	デコマット	HM1301	AC	
整形用スケール	30cm TY-848L	タイユー	2	デコマット	HM1301	AC	
骨片打込み器	小 01-416-02	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
骨片打込み器	大 01-416-01	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
鋭匙セットA	000, 0, 2, 4	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	!
鋭匙セットB	00, 1, 3 / 000, 00, 0	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	!
手用丸型ヤスリ(大)	W-253 18cm	ケイセイ	1	デコマット	HM1301	AC	!
手用丸型ヤスリ(小)	W-254 18cm	ケイセイ	1	デコマット	HM1301	AC	!
指用骨ヤスリ	D0772R	エースクラップ	1	デコマット	HM1301	AC	
スキンフック	2本組	ミスホ	2	超音波	HM1302	AC	¥!
ルシナーワイヤーベンダー	1.25/2.5mm 392-000	マチス	3	デコマット	HM1301	AC	
ガンマコブスチャック付ハンドル	1213-7000	ハウメイカ	1	デコマット	HM1303	AC	
テーラー鉤用重り		リチャード	1	デコマット	HM1303	AC	
田島式形成鑷子	03-001-14	ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
スティープン型剪刀	(小) 03-001-19	ミスホ	3	デコマット	HM1302	AC	!

中央滅菌室管理器械一覧表<整形外科>

[単品] ROOM1 保管分

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
鋭 匙 04		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 03		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 02		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 0		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 1		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 2		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 3		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
鋭 匙 4		ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
ウエスチュースナー	22A	メラ	1	デコマット	HM1302	AC	!
カメラヘッド (関節鏡用)		ストライカー	1	清拭	HM1305	EOG	¥
光源コード (関節鏡用)		ストライカー	1	清拭	HM1305	EOG	¥
サクシオンパンチ	5.2mm ストレート	スミス&ニュー	1	デコマット	HM1303	AC	!
サクシオンパンチ	3.4mm ストレート	スミス&ニュー	1	デコマット	HM1303	AC	!
サクシオンパンチ	2.5mm ストレート	スミス&ニュー	1	デコマット	HM1303	AC	!
サクシオンパンチ	4.5mm レフト	スミス&ニュー	1	デコマット	HM1303	AC	!
サクシオンパンチ	4.5mm ライト	スミス&ニュー	1	デコマット	HM1303	AC	!
骨折整復把持鉗子 大	01-296-01	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
骨折整復把持鉗子 小	01-296-02	ミスホ	1	デコマット	HM1303	AC	
ロータリーハンドピース A0アタッチメント スモール 6.4MM チャック キー付	7205-000-000 6203-110-000 6203-131-000	ストライカー	1	手・清拭	TR300	AC・ST	
デジタルハンドピース	7208-000-000	ストライカー	1	清拭	HM1305	AC・ST	
バッテリー スモール	7212-000-000	ストライカー	1	清拭	TR150	ST	
バッテリー ラージ	7215-000-000	ストライカー	1	清拭	TR150	ST	
ワイヤーコレット	7203-026-000	ストライカー	1	清拭	TR150	ST	
ピンコレット	7203-126-000	ストライカー	1	清拭	TR150	ST	
キースチャック&Tチャックハンドル	8203-133-000	ストライカー	1	清拭	TR70	ST	
ハドソンアタッチメント	6203-113-000	ストライカー	1	清拭	TR70	ST	
トリングルアタッチメント	6203-135-000	ストライカー	1	清拭	TR70	ST	
脊椎前方除圧叩きん棒 No.3	02-025-03	ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
脊椎前方除圧叩きん棒 No.6	02-025-06	ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	
福島式マイクロ吸引管	8-S	ムラナカ	1	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	8-M	ムラナカ	1	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	10-S	ムラナカ	1	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	10-M	ムラナカ	1	超音波	HM1300	AC	
河野式 開創器 (ブレード 6枚 ・ Tレンチ)	02-003-00	ミスホ	1	デコマット	HM1305	AC	
ABプライヤー 2.0mm	PL20	MES	2	デコマット	HM1302	AC	
鉤助くん XL	AKK-01	ケイセイ	1	デコマット	HM1301	AC	
鉤助くん LL	AKK-02	ケイセイ	1	デコマット	HM1301	AC	
キリアン骨止血器	11570	ナガシマ	1	デコマット	HM1300	AC	
二爪筋鉤 (2本組)	03-001-23	ミスホ	4	デコマット	HM1301	AC	
三爪筋鉤 (2本組)	03-001-25	ミスホ	3	デコマット	HM1301	AC	

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
開腹	※		4	デコ・超・手	ステリコンテナ	AC	
腹部血管			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
開胸			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	!
肛門			3	デコマット	ステリコンテナ	AC	
乳房・甲状腺			2	デコ・超	ステリコンテナ	AC	!
小児開腹			2	デコ・超・手	ステリコンテナ	AC	
大人アッペ	※ROOM4		3	デコ・超・手	ステリコンテナ	AC	
小児アッペ	※ROOM4		3	デコ・超	ステリコンテナ	AC	
腹腔鏡鉗子セット		オリンパス	1	デコマット	120ケルム	AC	
胆道ファイバー		オリンパス	1	—	ステリコンテナ	EOG	
内シヤント			2	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
内科腹腔鏡		ストルツ	1	デコマット	別紙にて	AC・EOG	¥!
把持鉗子バスケット(胆F用)	FG-24SX-1	オリンパス	3	—	HM1304	EOG	!
洗浄チューブ	PW-7SX-1	オリンパス	5	—	HM1304	EOG	!
生検鉗子	FB-19SX-1	オリンパス	4	—	HM1304	EOG	!
小切開セット			3	デコマット	90ケルム・HM1345	AC	
ラパ オリンパス ビデオスコープ		オリンパス	1				
オリンパス ラパスコープ	LTF-S190-10	オリンパス	1		120ケルム	AC	
胆道ビデオスコープ		オリンパス	1				
[ROOM3保管分]							
品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
ケント牽引開創鉤		効サゴ	1	デコマット	ステリコンテナ	AC	
森岡式吊り上げ式開腹鉤		ユフ	1	デコマット	ステリコンテナ	AC	
オクトパス開創器	OCT-01L	ユフ	4	デコマット	90ケルム・HM1104	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-15	ユフ	2	デコマット	HM1302	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-16	ユフ	2	デコマット	HM1302	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-18	ユフ	2	デコマット	HM1303	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-19	ユフ	2	デコマット	HM1303	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-24	ユフ	2	デコマット	HM1303	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-25	ユフ	2	デコマット	HM1303	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-26	ユフ	2	デコマット	HM1303	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-27	ユフ	2	デコマット	HM1304	AC	
リトラクター・オクトパス開創器	OCT-32	ユフ	2	デコマット	HM1304	AC	
フリッチ腹壁鉤	60mm	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	
ランゲンベック型扁平鉤	18×60mm	ミスホ	2	デコマット	HM1303	AC	
ランゲンベック型扁平鉤	13×40mm	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
小児用扁平鉤	大 2本組		1	デコマット	HM1301	AC	
小児用扁平鉤	小 2本組		1	デコマット	HM1301	AC	
MMK用 東式二双鋭鉤	F23-08	ハマイカ	2	デコマット	HM1304	AC	
外科鑷子	無鉤 23cm	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
ドベーカー鑷子	TKZ-8302-19	効サゴ	2	デコマット	HM1301	AC	
ドベーカー鑷子	TKZ-8307-19	効サゴ	4	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	無鉤 15cm	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	TY-021S	タイー	2	デコマット	HM1301	AC	
小児用鑷子	無鉤	タイー	2	デコマット	HM1301	AC	
小児用鑷子	有鉤	タイー	4	デコマット	HM1301	AC	
直角剪刀		ミスホ	3	デコマット	HM1302	AC	
外科手術剪刀	反 両鈍 23cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
外科手術剪刀	反 両鈍 20cm	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
外科剪刀	直 両鈍 18cm 135-009-09	ムラカ	2	デコマット	HM1302	AC	
外科剪刀	直 両鈍 14cm 135-009-03	ムラカ	3	デコマット	HM1302	AC	
外科用クーパー 14cm	451-301-05	ホニメット	3	デコマット	HM1302	AC	
メツェンバーム型剪刀	反 23cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
メツェンバーム型剪刀	反 20cm	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	
メツェンバーム剪刀	反 14cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
眼科剪刀	直 鋭 11cm	ミスホ	2	デコマット	HM1302	AC	!
ハイパーラシヤス&ケーブル	JP540、BP990	J&J	1	手洗い・清拭		AC	
5mmポート	30120 T6	ストルツ	3	デコマット	HM1301	AC	
ソノサージシザーズ+コード		オリンパス	2	手洗い・清拭	HM1304	AC	
ENDO PADDLE RETRACT (ラパ)			1	手洗い	HM1304	EOG	
福浦Dr用 ヘラ型電極	A6284	オリンパス	1	デコマット	HM1301	AC	
福浦Dr用 把持鉗子 5mm	WA64130A		1	デコマット	HM1303	AC	
福浦Dr用 糸送り器			1	手洗い・清拭	HM1301	EOG	

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
ブルドック鉗子	直 大	ミズホ	3	超音波	HM1301	AC	
ブルドック鉗子	曲 小	ミズホ	3	超音波	HM1301	AC	
内シヤント用血管クランプ		タカゴ	1	超音波	HM1301	AC	
剥離鉗子	長 H-103	ハマカ	2	デコマット	HM1302	AC	
剥離鉗子	短 H-104	ハマカ	2	デコマット	HM1302	AC	
剥離鉗子 アングル 2 2 cm	06-698-00	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
長谷川式剥離鉗子 大	F608 (21cm)	ハマカ 田中	3	デコマット	HM1302	AC	
長谷川式剥離鉗子 小	F609 (16cm)	ハマカ 田中	2	デコマット	HM1302	AC	
麦粒鉗子	反 27cm	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
秋山氏消化管断端鉗子 2本パック	S-60-20	根本	2	デコマット	HM1302	AC	
CVHケリー鉗子	強弯	ゾンネ	2	デコマット	HM1302	AC	
小児用腸鉗子	直	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
ハンソウ幽門鉗子	EA 446 15.5cm	エスクラップ	1	デコマット	HM1302	AC	
九大式リスター鉗子	直 22cm	ゾンネ	1	デコマット	HM1302	AC	
ドアイヤン胃鉗子	反型	ミズホ	4	デコマット	HM1303	AC	
胸式食道鉗子		ゾンネ	4	デコマット	HM1303	AC	
直角鉗子	太	ゾンネ	4	デコマット	HM1303	AC	
腸鉗子	曲	マ	2	デコマット	HM1303	AC	
食道弾力鉗子		ゾンネ	3	デコマット	HM1303	AC	
アンビル鉗子			3	デコマット	HM1303	AC	
たばこ縫合鉗子 (PSI 鉗子)			2	デコマット	HM1303	AC	
リカシュー鉗子 大	LS3110		1	デコマット	HM1303	AC	
リカシュー鉗子 小	LS2070		1	デコマット	HM1302	AC	
デボラ・カスナカ末梢血管鉗子	30°	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
小型丸のみ鉗子	反型 B	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
アプライヤー	ブルー	イチコン	2	デコマット	HM1304	AC	
アプライヤー	イエロー	イチコン	2	デコマット	HM1304	AC	
アプライヤー	シルバー	イチコン	2	デコマット	HM1304	AC	
アプライヤー	グリーン	イチコン	2	デコマット	HM1304	AC	
深部型持針器	長		1	デコマット	HM1302	AC	
深部型持針器	中		1	デコマット	HM1302	AC	
メヨ・ハカール持針器23cm	32-0145-1	マ	2	デコマット	HM1302	AC	
メスの柄	No. 3	フェザ	2	デコマット	HM1301	AC	
メスの柄	No. 4	フェザ	2	デコマット	HM1301	AC	
外科用吸引嘴管	L	ムナカ	4	超音波	HM1301	AC	
外科用吸引嘴管	M	ムナカ	6	超音波	HM1301	AC	
外科吸引管	No. 2	ミズホ	3	超音波	HM1301	AC	
EEAサイザー	25mm	タイコ	1	デコマット	HM1302	AC	
EEAサイザー	28mm	タイコ	1	デコマット	HM1302	AC	
EEAサイザー	31mm	タイコ	1	デコマット	HM1302	AC	
静脈ストリッパー	sv-201	ゾンネ	2	デコマット	HM1304	AC	
涙管ブジー	5本組	付ミ	2	デコマット	HM1302	AC	
骨ヤスリ		ミズホ	1	デコマット	HM1301	AC	!
シェーデ氏骨鋭匙	No. 0	ミズホ	1	デコマット	HM1301	AC	!
前田・岩原氏骨膜剥離子		ミズホ	1	デコマット	HM1301	AC	!
ラスパトリウム		ミズホ	1	デコマット	HM1301	AC	
吾妻氏子宮頸管拡張器	No. 1 ~ 2 0	アトム	1	デコマット	HM1104	AC	
マセパツウ 耳鼻科用開創器		タカシマ	1	デコマット	HM1302	AC	
脳箆	10mm 2枚組	ミズホ	2	手洗い	HM1301	AC	
脳箆	15mm 2枚組	ミズホ	2	手洗い	HM1301	AC	
脳箆	20mm 2枚組	ミズホ	2	手洗い	HM1301	AC	
脳箆	30mm 2枚組	ミズホ	2	手洗い	HM1301	AC	
柔軟性腸圧定箆 中	09-401-02	ミズホ	1	手洗い	HM1302	AC	
柔軟性腸圧定箆 大	09-401-01	ミズホ	1	手洗い	HM1302	AC	
柔軟性腸圧定箆 特大	TY-338-4	タイユー	1	手洗い	HM1304	AC	
膿盆	24cm	ムナカ	1	デコマット	HM1304	AC	
婦人科 直角鉤 (2本組み)	TKZ-M5722	タカゴ	1	デコマット	HM1305	AC	
子宮鉗子	TKZ-M5658	タカゴ	1	デコマット	HM1305	AC	
胆嚢鉗子	TY-740	タイユー	1	デコマット	HM1302	AC	
内シヤント トンネラー	チップ 4mm. 6mm. 8mm	メディコン	各 1	デコマット	HM1304	AC	
グッドマントンネラー	S01 チップ 5mm		1	デコマット	HM1304	AC	
山村Dr用 有溝ゾンデ	銀製	ミズホ	1	手洗い	HM1301	AC	
山村Dr用 (セッシ・ドペーキーセッシ・メツツェン・剥離鉗子)			各 1	(青・赤テープ)	HM1301	AC	
エコープローブ			1	清拭		ST	!

[既滅菌室保管分]

中央滅菌室管理器械一覧表〈脳外科〉

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
開頭	※		3	デコ・超・手	ステリコンテナ	AC	¥!
穿頭セット (VPシャント)	※		2	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
マイクロ	※		3	デコマット	ステリコンテナ	EOG	¥!
バディーハロー	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	
ライラ	※		1	デコマット	ステリコンテナ	AC	
経蝶骨洞			1	デコ・清拭	ステリコンテナ	AC(一部EOG)	¥!
血管吻合	※		1	デコ・手洗い	ステリコンテナ	EOG	¥!
深部血管吻合			1	デコマット	ステリコンテナ	EOG	¥!
頸動脈内膜剥離			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	¥!
クリップ・杉田式			2	デコマット	ステリコンテナ	AC	
杉田チタンクリップ鉗子			2	デコマット	90ケルム・HM53A	AC	
クリップ・ヤサギル			1	デコマット	ステリコンテナ・1345	EOG	
プリフ (腰椎手術)			1	デコマット	120ケルム・HM62	AC	
カーリン (腰椎手術)			1	デコマット	90ケルム・HM53A	AC	
腰椎開創器 (腰椎手術)			1	デコマット	ステリコンテナ	AC	
チタンプレート	※		2	デコマット	ステリコンテナ	AC	
杉田チタンクリップ No.2	※		1	デコマット	HM1309	AC	
クラニオトーム	※		3	手洗い・清拭	ステリコンテナ	AC	¥
エアージェット			2	手洗い・清拭	ステリコンテナ	AC	¥
エアースウ			1	手洗い・清拭	ステリコンテナ	AC	¥
定位脳手術 (駒井式)			1	デコマット	ステリコンテナ・53A	AC	
脳外 内視鏡			1	清拭	HM1309	AC	¥!
シングネチャードリル			1	清拭	90ケルム	AC	¥!
クラッチフィールド工具			1	デコマット	90ケルム・HM1104	AC	
ソノペット			2	デコ・清拭	90ケルム・HM1104	EOG	
マトリックスニューロ		シンセス	2	デコマット	90ケルム・HM1104	AC	
パイオラックス		IMG	2	デコマット	HM1305	AC	
KTP YAGレーザー		HOYA	1	手洗い・清拭	別紙にて	EOG	¥

[ROOM2 保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
頭蓋穿孔器		ミズホ	1	デコマット	HM1303	AC	!
メドスパッサー	反 82-3056	コッドマン	1	デコマット	HM1303	AC	
メドスパッサー	直	コッドマン	2	デコマット	HM1301	AC	
パッサー一式			1	デコマット	HM1302	AC	
ギグリ(ハンドル・線鋸・誘導子)		ホニメット	1	デコマット	HM1302	AC	
開創器 小 (ウェイトナ)	451-017-05	ホニメット	2	デコマット	HM1302	AC	
開創器 大 (ベビー)	451-019-10	ホニメット	1	デコマット	HM1303	AC	
開創器	451-021-10	ホニメット	1	デコマット	HM1303	AC	
ゲルピー開創器 (2本組)	大2/大1・小1/小児2	ミズホ	3	デコマット	HM1303	AC	!
ゲルピー開創器 (鈍)	451-011-05	ホニメット	1	デコマット	HM1303	AC	!
腰椎用レトラクター(刃8枚)	UL7130-17	ウーリッヒ	1	デコマット	HM1303	AC	
頸椎用ケリソロンジュール	2mm 53-1512		1	デコマット	HM1303	AC	
頭蓋底骨除去鉗子	8083-61	フジタ	1	デコマット	HM1303	AC	
上山式マイクロ剪刀 (ムラマサ)	K-1030	ムラナカ	4	手洗い	HM1301	AC	
上山式マイクロ剪刀 右手 長 (195mm)	K-101-1	ムラナカ	2	手洗い	HM1301	AC	
上山式マイクロ剪刀 右手 短 (160mm)	K-102-1	ムラナカ	2	手洗い	HM1301	AC	
超音波エコー	10MHZ		2	清拭	HM1304	EOG	
エコー用プローブ	PVM-787LA	TOSHIBA	1	清拭	ST19677	ST	
エコープローブ	S31KP	日立	1	清拭	TR300	ST	
エコープローブガイド	MP-2450	ALOKA	1	手洗い・清拭	TR100	ST	
カテーテルパッサー 250MM管型	8491-12	フジタ	1	デコマット	HM1303	AC	
溝付 ペンフィールド	8071-06	フジタ	1	デコマット	HM1300	AC	
ワイヤーカッター	LX 159	エースクラップ	1	デコマット	HM1303	AC	!

中央滅菌室管理器械一覧表〈脳外科〉

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
マイクロ結紮ピンセット	FD280R	エースクラップ	3	デコ・超・手	HM1300	AC	
バイポーラ鑷子	1.0 直型	コッドマン	4	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
バイポーラ鑷子	1.0 ルツェ型	コッドマン	3	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
バイポーラ鑷子	0.5 ルツェ型	コッドマン	3	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
バ体-ライリゲ-ション鑷子 22cm	ルーフ先細5mm	コッドマン	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
バ体-ライリゲ-ション鑷子 22cm	ルーフ先細7mm	コッドマン	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
長バ体-ラ鑷子	2010	コッドマン	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
グレイバイポーラフォーセプス	200/0.3mm	Telea	1	手洗い・清拭	HM1302	AC	
グレイバイポーラフォーセプス	220/0.3mm	Telea	1	手洗い・清拭	HM1302	AC	
グレイバイポーラフォーセプス	240/0.3mm	Telea	1	手洗い・清拭	HM1302	AC	
小谷Dr用 バイポーラ鑷子	0.25 /0.5 /1.0	ジョンソン&ジョンソン	1/2/1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	
バイポーラ鑷子	0.25 バイオネット型	ジョンソン&ジョンソン	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	
メッシュタイプ	81-3026	コッドマン	1	—	HM1302	AC	
メッシュタイプ	81-3025	コッドマン	2	—	HM1302	AC	
3点固定ピン	大 3個入	オハイ	5	デコマット	HM1301	AC	!
3点固定ピン	小 3個入	オハイ	5	デコマット	HM1301	AC	!
頭皮クリップ	10個入		3	デコマット	HM1301	AC	
小児用頭皮クリップ(ケル型)	07-066-00	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
腫瘍把持鑷子 大	451-610-85	ホニメット	1	デコマット	HM1301	AC	
腫瘍把持鑷子 小	451-610-87	ホニメット	1	デコマット	HM1301	AC	
血管結紮クリップ鉗子	グリーン		1	デコマット	HM1303	AC	
血管結紮クリップ鉗子	イエロー		1	デコマット	HM1303	AC	
MHクリップ用鉗子	KS-S	ペアー	1	手洗い	HM1302	AC	
脳ペラ 先細先薄	200×2~6mm	プラム	1	手洗い	HM1301	AC	
マイクロメスハンドル	NF-100BA	フェザー	1	デコマット	HM1301	AC	
ZEN式クリップ	大 2、小 1		1	手洗い	HM1301	AC	
鼻鏡	L		2	デコマット	HM1302	AC	
ナビゲーター (SA287. S23 187. S26 194)			1	手洗い	90ケルム・HM53A	AC	
頭皮牽引フック U型	030-114-02	ホニメット	10	超音波	HM1300	AC	
頭皮フック(鈍)			4	超音波	HM1300	AC	
頭皮フック(鋭)			2	超音波	HM1300	AC	
スプリングフック			15	超音波	HM1300	AC	
頭皮フック(鋭) 5コ入り			2	超音波	HM1301	AC	
吸引管 4L	8001-04L	フジタ	2	超音波	HM1300	AC	
マイクロ吸引管 4S	8001-04S	フジタ	2	超音波	HM1300	AC	
マイクロ吸引管 6S	8001-06S	フジタ	2	超音波	HM1300	AC	
マイクロ吸引管 4M	8001-04M	フジタ	2	超音波	HM1300	AC	
マイクロ吸引管 6M	8001-06M	フジタ	2	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	6-S	ムラナカ	1	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	6-3L	ムラナカ	2	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	8-S	ムラナカ	2	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	8-M	ムラナカ	2	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	10-S	ムラナカ	2	超音波	HM1300	AC	
福島式マイクロ吸引管	10-M	ムラナカ	2	超音波	HM1300	AC	
小児用アクラカット	C215 7mm	3M	3	デコマット	HM1303	AC	

[既滅菌室保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
スーチャーワイヤー	100m/0.25mm	ミズホ	1	清拭	HM1302	AC	
スーチャーワイヤー	150m/0.19mm	ミズホ	1	清拭	HM1302	AC	
スーチャーワイヤー	200m/0.12mm	ミズホ	1	清拭	HM1302	AC	
スーチャーワイヤー	200m/0.15mm	ミズホ	1	清拭	HM1302	AC	
スーチャーワイヤー	4.9m/0.97mm	ジンマー	1	清拭	HM1302	AC	
頬骨エレベーター			1	デコマット	HM1302	AC	

[既滅菌室保管分]

中央滅菌室管理器械一覧表<眼科>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
白内障			6	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
K (ケナ注用)			3	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
Kセット			5	デコマット・超音波		AC	
ECCCEセット			3	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
剥離・斜視			1	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
霰粒腫			1	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!
涙嚢摘出			1	デコマット・超音波	ステリコンテナ	AC	¥!

[ROOM4 保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
カプシエロレキシス鑷子	直	トーマ	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
カ°セルギス鑷子	AE-4395S	アショ	3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
カストロ°イーホ°氏角膜鑷子	AE-4300	アショ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
角膜縫合鑷子	F-270W	イナミ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
マイクロ角膜縫合鑷子	M-5R	イナミ	5	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
角膜鑷子	AE-4039	アショ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
角膜鑷子 No. 12	シルバー		1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
角膜鑷子	ブルー		1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
結膜用縫合鑷子	AE-4380	アショ	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
核分割用鑷子	M-650	イナミ	3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
核・IOL摘出鑷子	2-796	エムイーテクニカ	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
レンズ鑷子	AE-4399	アショ	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
アクリルズ°鑷子	シルバー		2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
アクリルズ°鑷子	ブルー		1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
マクファーソン縫合鑷子	AE-4370	アショ	8	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
ボン大学式虹彩鑷子	AE-4081	アショ	5	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
結紮鑷子	F-239W	イナミ	7	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
コリブリ鑷子	18950	エムイーテクニカ	2	超音波	HM1301	AC	¥!
シリコンズ°鑷子			3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
阪大式スリーブ鑷子	HS-2590	ハンダ°ヤ	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	
眼科用無鉤鑷子	S-313	イナミ	1	超音波	HM1301	AC	¥!
眼科用無鉤鑷子	AP-500	ADLER	1	超音波	HM1303	AC	¥!
眼科用有鉤鑷子	S-310	イナミ	1	超音波	HM1301	AC	¥!
ジアテルミーセッシ	P-134501	アショ	8	手洗い	HM1301	EOG	
インジェクター C	AE-9045	アルコン	4	手洗い	HM1302	AC	!
D インジェクター	AE-9036 SP	アルコン	2	手洗い	HM1302	AC	
HOYAインジェクター	ブルー	HOYA	4	手洗い		AC	
HOYAインジェクター	ピンク	HOYA	2	手洗い		AC	
インジェクター用鑷子	560.01	アルコン	4	手洗い	HM1301	AC	!
インジェクター用鑷子	AE-4253		1	手洗い		AC	
シリコン灌流 0°	K7-6050	カティナ	8	手洗い・清拭	HM1301	EOG	
シリコン灌流 45° 曲	K7-6052	カティナ	2	清拭	HM1301	EOG	
シリコン灌流 90° 曲	K7-6054	カティナ	2	清拭	HM1301	EOG	
マイカ替刃パ°ンチ	AE-3200	アショ	0	デコマット	HM1301	AC	
刀型ハンドル	AU-1310	ビ°ハ°ー	2	デコマット	HM1301	AC	
ダヒール匙	S-172	イナミ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥
涙嚢摘出用三爪鉤	S-121 (2本入)	イナミ	1	手洗い	HM1301	AC	
デリケート輪匙(逆溝付き)	M-121A	イナミ	3	手洗い	HM1301	AC	
切通氏核ディバイダー	SH-6018	エムイーテクニカ	2	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥!

中央滅菌室管理器械一覧表<眼科>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
永原フェイコチョッパー	AE-2517	アスコ	7	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥!
プッシュアンドプル鉤	AE-2231	アスコ	2	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥!
プッシュ&プル鉤	M-128C	イフミ	2	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥!
核分割用スパーテル	ブルー SH-6015	エムイーテクニカ	3	手洗い	HM1301	AC	¥!
核分割用スパーテル	M-136	イフミ	1	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥!
人工水晶体シンスキー鉤	AE-2208	アスコ	2	手洗い	HM1301	AC	¥!
シンスキー氏眼内レンズポジショニング用フック M-127C		イフミ	1	手洗い	HM1301	AC	¥!
三好フック	G-31501	ゴイター	5	手洗い	HM1301	AC	¥!
スパーテル	S-170 2mm	イフミ	1	超音波	HM1301	AC	¥!
スパーテル	AE-2040 1mm	アスコ	3	超音波	HM1301	AC	¥!
永田氏マイク用デリケート剪刀	M-50RSP	イフミ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
バナス剪刀	S-615C	イフミ	2	手洗い	ケース・HM1302	EOG	
バラック氏虹彩剪刀	AE-5220	アスコ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥!
八重氏マイクロ虹彩剪刀	FR-2278	リッツメディカル	1	手洗い	ケース・HM1302	AC	¥!
八重氏虹彩剪刀	FR-2275	リッツメディカル	1	手洗い	ケース・HM1302	AC	
眼科用反剪刀	AE-5703	アスコ	3	デコマット	HM1301	AC	!
眼科用剪刀	G-19385	エムイーテクニカ	1	デコマット	HM1301	AC	!
バラック開瞼器	AE-1002	アスコ	21	超音波	HM1302	AC	
バンガータ開瞼器	KI-No. 60・61	イフミ	6	デコマット	HM1302	AC	¥
古賀・野田氏吸引式開瞼器	G-17024	エムイーテクニカ	1	超音波	HM1303	AC	
吸引孔付開瞼器	KI-5175	カティナ	3	超音波	HM1303	AC	
バラック氏開瞼器 吸引付き	AE-1005	アスコ	4	超音波	HM1302	AC	
リーバーマン吸引式開瞼器	S01458	ゴイター	2	超音波	HM1303	AC	
吸引式開瞼器	37-0015	シャルマン	4	手洗い	HM1303	AC	
アイテクノロジー開瞼器	SP-8011	エムイーテクニカ	2	超音波	HM1302	AC	
霰粒腫用挟瞼器	S-489	イフミ	1	デコマット	HM1301	AC	
スプリングハンドル式剪刀	AE-5101	イフミ	8	手洗い	HM1300	AC	!
スパーテル 0.5mm	M-125	イフミ	5	手洗い	HM1300	AC	!
無鉤鑷子	S-313	イフミ	5	超音波	HM1301	AC	!
角膜セッシ	シルバ No12		5	超音波	HM1301	AC	!
カストロウイホー氏角膜鑷子	AE-4300 No12	アスコ	1	超音波	HM1301	AC	!
ジャフェ氏縫合鑷子	AE-4360	アスコ	9	超音波	HM1301	AC	!
ジャフェ氏縫合鑷子	AE-4380	アスコ	1	超音波	HM1301	AC	!
角膜持針器 大	AE-6160止付バラック型	アスコ	5	手洗い	HM1301	AC	
角膜持針器 大	AE-6161止なし	アスコ	1	手洗い	HM1301	AC	
マイクロ持針器	曲止付 AE-6110	アスコ	3	手洗い	HM1301	AC	
マイクロ持針器	AU-755-20	クリスハーバー	2	手洗い	HM1301	AC	
眼内レンズセッシ	ギヤスキン型 AE-4391	アスコ	5	超音波	HM1301	AC	!
レンズセッシ	G-31898	アスコ	1	超音波	HM1301	AC	!
角膜セッシ	シルバ No12		5	超音波	HM1301	AC	!
カストロウイホー氏角膜鑷子	AE-4300 No12	アスコ	1	超音波	HM1301	AC	!
灌流ハンドピース	ブルー	アルコン	5	手洗い	HM1300	AC	
カストロウイホー氏カリパー直	AE-1500	アスコ	5	超音波	HM1301	AC	!
カストロウイホー氏カリパー直	S-200	イフミ	2	超音波	HM1301	AC	!
マイクロ替刃パンチ	AE-3200	アスコ	6	手洗い	HM1301	AC	

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
アルコン基本		アルコン	6	清拭	HM1104	AC	
ジアテルミーコード (グレー)		アルコン	3	清拭	HM1304	AC	
眼科キット	レンズ・角膜・レンズ	Z E I S S	1		90カラム	AC	
永原氏ハイドレーションカニューラ (緑)	AE-7622A 27番	アスコ	8	超音波	ケース・HM1302	AC	
一段針 (オレンジ)		竹ミ	11	超音波	HM1301	AC	¥
二段針 (黄)		竹ミ	9	超音波	HM1301	AC	¥
深作式ピンポイント麻酔針 (赤)	15372	ゴイダー	7	超音波	HM1301	AC	¥
結膜球麻酔針	G-33199	ゴイダー	6	超音波	HM1301	AC	
永田氏隅角癒着解離針	左右	竹ミ	1	超音波	HM1302	AC	¥
アドキンス氏球後注射針	直	竹ミ	11	超音波	HM1302	AC	¥
涙洗針 90° (白)	(涙管洗滌針 27)	竹ミ	2	超音波	HM1301	AC	¥
涙洗針 45° (白)	(涙管洗滌針 27)	竹ミ	3	超音波	HM1301	AC	¥
ヴィルダー氏拡張針 (S、M、L)	S-186R	竹ミ	1	手洗い	HM1300	AC	
カプセルテンションリングインジエクター	G-32960	Gender	1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥
玉付カプセルスクレーパー	曲 AE-7523	アスコ	3	超音波	HM1301	AC	
縫合針 10mm			5	—	HM1301	AC	
極小針	5mm		7	—	HM1301	AC	
インフュージョンニードル	4.0mm	竹ミ	2	超音波	HM1302	AC	¥
硝子棒	1本入		9	超音波	HM1301	AC	¥
シムコ吸引灌流カニューラ	M-104	竹ミ	3	超音波	HM1302	EOG	
ローゼン氏吸引管用接続チューブ		カシマ	2	手洗い	HM1302	EOG	
ローゼン氏吸引管 太	1.0mm 10501100	カシマ	2	超音波	HM1301	AC	
寺山氏吸引管 細	No.00 10149801	カシマ	0	超音波	HM1301	AC	
虹彩プロテクター	S-156	竹ミ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥
マカニーケラトリング	S-121	マンター	2	清拭	HM1302	EOG	
三重大式トラベクトロミプロベ	7mm×3mm	竹ミ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥
永田氏トラベクトロミプロベ	M-80A	竹ミ	1	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥
スパードレイナー	P-20340SPL	ティエムアイ	2	手洗い		AC	
2ml ガラスシリンジ			5	超音波	HM1301	AC	¥
5ml ガラスシリンジ			1	超音波	HM1301	AC	¥
倒像鏡	BS-Jr. -Super	ナイツ	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥!
ケリー氏デスメ膜パンチ	M 1805	竹ミ	1	手洗い	ケース・HM1302	EOG	
クレンメ	小 2個入	竹ミ	2	デコマット	HM1301	AC	
20Dレンズ		ニコン	2	清拭	HM1302	EOG	¥
シェッツ氏眼圧計		竹ミ	1	清拭	HM1303	EOG	¥
リサイトレンズ (ケース入)	黄色	Z E I S S	2	清拭	HM1302	AC	¥
硝子体内注射ガイド			5	手洗い	HM1302	AC	¥
IOL位置設定用マーカセット (3本)	9-729-1, 9-705R-1, 9-840-1		2	手洗い	HM1304	AC	¥
IOLカッター (曲)	1-705	エムイーテック	1	手洗い	HM1302	EOG	¥
虹彩レトラクター			2	手洗い		EOG	
千鳥瓶			2	手洗い	CAP21	AC	¥!

中央滅菌室管理器械一覧表<眼科>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
エービッドハンドピース			1	清拭	HM1104	EOG	¥
顕微鏡ハンドル用カバー			6	デコマット	HM1303	AC	
チタンフェイコニートル 0°	34-23-02E	参天	2	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥!
ラミナーフローフェイコチップ 20G30°	POR3019L	参天	15	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥!
チタンフェイコニートル 45°	34-23-02c	参天	1	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥!
ラミナーフローフェイコチップ 用レンチ	POMTWL	参天	3	清拭	HM1301	EOG	
クライオトーム			2	清拭	HM1104	EOG	¥
フレキシブルアイスレトラクター			1	清拭	HM1301	EOG	¥
カプシュローム用コート			1	清拭	HM1304	EOG	¥
カプシュロームチップ			3	清拭	HM1301	EOG	¥
モスキート止血鉗子	451-502-05	ボニメッド	5	デコマット	HM1302	AC	
ペアン止血鉗子			0	デコマット	HM1302	AC	
穴あき布			5	—	HM1303	AC	
受水器		ハンダヤ	5	デコマット	HM1104	AC	
カプセルレンズセッシ	2-716G	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1301	AC	!
カプセルレンズセッシ 太	2-716	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1301	AC	!
カプセルレンズセッシ	2-716GW	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1301	AC	!
稲村式前のうセッシ	37-0071	シャルマン	1	手洗い	HM1301	AC	!
ジアテルミハンドピース			7	手洗い	HM1300	ST	!
ブルーハンドピース			2	手洗い		AC	
カティーナ I/Aハンドピース			3	手洗い		AC	
レンズ把持セッシ ブルー			2	手洗い		EOG	
川野Drアクリルレンズセッシ			3	手洗い		EOG	
子安Dr用 八重氏虹彩剪刀(青)	FR-2278S	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1303	AC	¥!
子安Dr用 池田氏前のうセッシ(金)	FR-2268S	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1303	AC	¥!
子安Dr用 アルコンインジェクターC・D用	AE-9063 GSP	アシコ	5	手洗い	HM1303	AC	!
子安Dr用 インジェクターセッシ	560.01	アルコン	3	手洗い	HM1300	AC	!
子安Dr用 ハイドロ25G針	31894	ゴイダー	11	手洗い	HM1300	AC	
子安Dr用 MQAホルダー	S-3H	イナミ	6	手洗い	HM1300	AC	
子安Dr用 球後針ハンドル(ケース入)	HS-9907D	ハンダヤ	2	手洗い	HM1303	AC	¥
子安Dr用 球後針45mm(赤シール)	0.5mm×45mm	ハンダヤ	5	手洗い	HM1300	AC	
子安Dr用 球後針50mm(黄シール)	0.5mm×50mm	ハンダヤ	6	手洗い	HM1300	AC	
子安Dr用 球後針(黒シール)			2	手洗い	HM1300	EOG	
子安Dr用 HHV レンズ うすい(ケース入)		HOYA	3	手洗い	HM1302	EOG	¥
子安Dr用 安藤氏眼球圧迫器	M-141	イナミ	2	手洗い・デコマット	HM1300	AC	
子安Dr用 HHV シリコンホルダー(ケース入)	TYPE M	HOYA	2	手洗い	HM1302	EOG	¥
子安Dr用 HHV シリコンホルダー(ケース無)	TYPE M	HOYA	1	手洗い	HM1300	EOG	
マイクロ式(ハンドルカバー)	3種類 11個入り		3	手洗い・デコマット	HM1304	AC	
顕微鏡用ハンドルカバー	1種類 3個入		3	手洗い・デコマット	HM1303	AC	
持針器 大	止付 M-730	イナミ	1	手洗い	HM1301	AC	
眼内レンズ強膜固定用セッシ(太田式)	FR-2273	エムイーテクニカ	1	手洗い	HM1303	AC	¥!
大澤氏ファイングリップ鉗子 長	VRS-1938	エムイーテクニカ	1	手洗い	HM1303	EOG	¥!
大澤氏ファイングリップ鉗子 短	VRS-1938A	エムイーテクニカ	1	手洗い	HM1303	EOG	¥!
山根セッシ	RVF4032-25	katalyst	1	手洗い	HM1303	AC	¥
松井Dr用 塚原氏強膜圧迫セッシ	6-615	エムイーテクニカ	2	手洗い	HM1302	EOG	¥!
松井Dr用 バックフラッシュニードルの柄	20-01313083375	EYE Tech	2	手洗い	HM1304	AC	
電池式焼灼器(パクレン)	ルーフ針・コイル針	田川電気	1	清拭	HM1303	EOG	
中村氏釣針型開創鉤 大(2本組)	S-184L	イナミ	1	手洗い	HM1301	AC	¥
中村氏釣針型開創鉤 中(2本組)	S-184M	イナミ	1	手洗い	HM1301	AC	¥

中央滅菌室管理器械一覧表<共通>

[クリーン保管分]

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
消毒セット			8	デコマット・超音波	HM1307	AC	
鉗子立て	麦粒鉗子3本入り		10	デコマット	CAP21	AC	
[キャビネット収納分]							
フリッチ腹壁鉤	09-171-00	ミズホ	2	デコマット	HM1303	AC	
ランゲンバック扁平鉤	10×25cm 09-160-00	ミズホ	4	デコマット	HM1301	AC	
ランゲンバック扁平鉤	13×40cm 09-161-00	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
ランゲンバック扁平鉤	18×60cm 09-164-00	ミズホ	2	デコマット	HM1303	AC	
ランゲンバック扁平鉤	18×85cm 09-165-00	ミズホ	2	デコマット	HM1303	AC	
コッヘル単鉤	鈍 09-150-00	ミズホ	2	デコマット	HM1301	AC	
九大式リスター鉗子	SG221	ゾンネ	2	デコマット	HM1302	AC	
コッヘル止血鉗子	06-621-00 直	ミズホ	3	デコマット	HM1302	AC	
ペアン止血鉗子	06-621-00 直	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
ペアン止血鉗子	06-628-00 曲	ミズホ	5	デコマット	HM1302	AC	
ミズホ剥離鉗子	06-696-00 弱彎型	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	
ミズホ剥離鉗子	06-698-00 アングル型	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
モスキート止血鉗子	06-638-00	ミズホ	5	デコマット	HM1302	AC	
CVHケリー鉗子	強彎	ゾンネ	3	デコマット	HM1302	AC	
CVHケリー鉗子	弱彎	ゾンネ	2	デコマット	HM1302	AC	
アリス鉗子	SG-303	ゾンネ	2	デコマット	HM1302	AC	
M式タオル鉗子	10cm 451-557-55	ホニメット	5	デコマット	HM1302	AC	
バックハウス布鉗子	09-121-00	ミズホ	8	デコマット	HM1302	AC	
ケリー止血鉗子	06-678-00	ミズホ	5	デコマット	HM1302	AC	
消毒用鉗子	ペアン 18cm	ミズホ	8	デコマット	HM1302	AC	
マツチュウ持針器	19cm	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
マツチュウ持針器	16cm	ミズホ	1	デコマット	HM1302	AC	
メヨハガール持針器	14cm 06-797-00	ミズホ	2	デコマット	HM1302	AC	

中央滅菌室管理器械一覧表<共通>

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
外科鑷子	09-093-00 23cm	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	09-090-00 無 13cm	ミスホ	8	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	420-05-45	ホニメット	1	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	102-9060-15 有鉤 14cm	スチレ	2	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子	TY-021S	タイユ	2	デコマット	HM1301	AC	
外科鑷子 2×3爪	TY-025-3	タイユ	1	デコマット	HM1301	AC	
小児用鑷子	TY-014A 無鉤	タイユ	7	デコマット	HM1301	AC	
小児用鑷子	TY-014B 有鉤	タイユ	0	デコマット	HM1301	AC	マンマへ2
先細鑷子	451-401-10 無鉤	ホニメット	2	デコマット	HM1301	AC	
アドソン型鑷子	有鉤 04-001-07	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
アドソン型鑷子	無鉤 04-001-06	ミスホ	2	デコマット	HM1301	AC	
異物鑷子	HS-12-0654	ホギ	2	デコマット	HM1301	AC	
メツェンバーム剪刀	09-079-00 14cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
メツェンバーム剪刀	09-082-00 20cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
外科剪刀	09-042-00 14cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
外科剪刀	09-046-00 20cm	ミスホ	1	デコマット	HM1302	AC	
メスの柄	No.3 451-201-05	ホニメット	2	デコマット	HM1301	AC	
針セット			9	ハイテクト	HM1302	AC	
本島氏両頭骨膜剥離子	01-361-01	ミスホ	1	デコマット	HM1301	AC	!
外科ゾンデ	18cm 064-007-03	ムラカ	5	デコマット	HM1301	AC	
外科ゾンデ	24cm 064-007-05	ムラカ	2	デコマット	HM1301	AC	
シャーレ アルミ製	008-029-03	ムラカ	7	デコマット	HM1303	AC	
ガラス薬杯			5	超音波	HM1302	AC	¥
万能壺	250cc		14	デコマット	CAP21・22	AC	
膿盆	27cm		3	デコマット	HM1104	AC	マンマへ2
ステンレスカップ	250cc	ムラカ	1	デコマット	CAP21	AC	
ステンレスビーカー	1000cc		4	デコマット	HM1104	AC	
ステンレスビーカー	500cc		1	デコマット	HM1104	AC	マンマへ2
ガラスシリンジ	20ml	ムラカ	4	超音波	HM1301	AC	¥
ガラスシリンジ	10ml	ムラカ	5	超音波	HM1301	AC	¥
麻酔用シリンジ	5ml		15	超音波	HM1301	AC	¥

< 眼科 >

品名	規格	メーカー	定数	洗浄	包装方法	滅菌	破損
顕微鏡ハンドル用カバー			6	テコマット	HM1303	AC	
倒像鏡	BS-Jr. -Super	ナイツ	1	手洗い・清拭	HM1302	EOG	¥！
ブラックマックス	Version 7.01	参天	2	手洗い・清拭	HM1104	EOG	¥！
フェイスハンドピース	34-25-014	参天	1	手洗い・清拭	HM1303	EOG	¥！
エーピットハンドピース			1	清拭	HM1104	EOG	¥
I/Aハンドピース(外筒)	05-41-05	参天	1	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥
I/Aハンドピース(内筒)	05-41-02	参天	1	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥
チタンファイブニードル 0°	34-23-02E	参天	2	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥！
ラミナーフロフェイスチップ 20G30°	POR3019L	参天	15	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥！
チタンファイブニードル 45°	34-23-02c	参天	1	手洗い・清拭	HM1301	EOG	¥！
ラミナーフロフェイスチップ 用レンチ	POMTWL	参天	3	清拭	HM1301	EOG	
ジアテルミハンドピース	13-51-01	参天	1	清拭	HM1301	EOG	¥！
深作式ピンポイント麻酔針	M-839	伊ミ	1	超音波	HM1301	AC	¥
アクリルレンズ 鑷子	シルバー		3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
アクリルレンズ 鑷子	ブルー		3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
シリコンレンズ 鑷子			3	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
クワイオーム			2	清拭	HM1104	EOG	¥
フレキシブルアイリストラクター			2	清拭	HM1301	EOG	¥
シリコン灌流 0°	K7-6050	カティーナ	8	手洗い・清拭	HM1301	EOG	
カブシュローム用コート			1	清拭	HM1304	EOG	¥
カブシュロームチップ			3	清拭	HM1301	EOG	¥
角膜鑷子	シルバー		2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
角膜鑷子	ブルー		1	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
核分割用スパーテル	ブルー		1	手洗い	ケース・HM1302	EOG	¥！
カプセルレンズ鑷子	2-716G	エムイテクニカ	2	超音波	ケース・HM1302	EOG	¥！
ラミナーフロフェイスチップ 20G用スリーブ	POS20L	参天	6	手洗い・清拭	HM1301	EOG	

※・・・緊急用手術器械セット（OP保管）

¥・・・破損防止策適用器材

！・・・セット組時及び包装時に保護が必要な器材

*・・・それぞれをパック後まとめてパックする。詳細は別紙にて

科別資材セット一覧表

科名	資材セット名	資材セットNo.	科名	資材セット名	資材セットNo.
整形外科	上肢ORIF	2001	外科	開腹	4001
	上肢ORIF(緊急用)	20011		開腹(胆道ファイバー)	4002
	下肢ORIF	2003		開腹(緊急用)	40011
	FHR	2005		ラパ胆	4003
	THR	2007		アッペ(大人)	4005
	TKR	2009		アッペ(大人)緊急用	40051
	関節鏡	2011		アッペ(小児)	4007
	腰麻(整形)	2013		ヘルニア(大人)	4009
	下肢抜釘	2015		ヘルニア(小児)	4011
	上肢抜釘	2017		マンマ・甲状腺	4013
	経皮的ピンニング	2019		開胸ラパ	4015
	断端形成術	2021		開胸	4017
	腱鞘切開術	2023		内シヤント	4019
	腱縫合術	2025		痔核根治	4021
	脊麻(整形)	2027		ストリップング	4023
伝麻(整形)	2029	外来OP	4025		
脳神経外科	SAHクリッピング	5001	眼科	白内障1	1001
	開頭血腫除去	5003		白内障2	1002
	開頭血腫除去(緊急用)	50031		斜視矯正	1003
	VPシヤント	5005		霰粒腫摘出	1005
	穿頭血腫除去	5007		霰粒腫摘出	1006
	頸椎後方固定	5009		翼状片摘出	1007
	頸椎前方固定	5011		内反症	1009
	椎弓切除	5013		白内障(緊急用)	10011
	STA-MCAバイパス	5015		その他(ケナコルト注射)	1013
	ハーディ法	5017		涙嚢摘出	1015
	脳室ドレナージ	5019		涙管シリコンチューブ挿入	1017
	血栓内膜除去	5021	麻酔科	硬麻	3001

術式別ケースカートメニュー(整形外科)

術式	部位	基本セット	補助セット	特殊器械	資材セット名&資材コード	資材セットNo.
観血的骨接合(ORIF)	肩・鎖骨	上・下肢近位手術	骨折手術	手術申し込み用紙記載の器械	上肢ORIF 2001	①
観血的骨接合(ORIF)	前腕・肘・手	上・下肢遠位手術	骨折手術	手術申し込み用紙記載の器械		
	上腕	上・下肢近位手術				
軟部腫瘍摘出	手・足	手の外科				
靭帯断裂形成 (Pull-out)	指	手の外科	腱手術追加	ワイヤーセット		
				脳外用スーチャーワイヤー		
創外固定(手)	手	手の外科		ストライカー ドリル		
				オーソフィックスペニッヒ創外固定(手)		
四肢切断(アンプタ)	上腕・前腕	上・下肢近位手術	アンプタ			
四肢切断(アンプタ)	指・趾	手の外科	アンプタ			
緊急手術		上・下肢近位手術or 手の外科or 経皮的ピンニング		手術申し込み用紙記載の器械	整形ORIF (緊急用) 20011	①
観血的骨接合(ORIF)	大腿骨	上・下肢近位手術	骨折手術	手術申し込み用紙記載の器械	下肢ORIF 2003	②
観血的骨接合(ORIF)	膝・下腿・足	上・下肢遠位手術	骨折手術	手術申し込み用紙記載の器械		
創外固定	足	上・下肢近位手術or		ストライカー ドリル		
		上・下肢遠位手術		オーソフィックス創外固定(足)		
脊椎固定	脊椎 頸椎	脊椎手術B・近位		整形 エアージェット		
		脊椎補助		レンタル		
四肢切断(アンプタ)	大腿・下腿・足	上・下肢近位手術	アンプタ	ストライカーサジタル		

術式別ケースカートメニュー(整形外科)

術式	部位	基本セット	補助セット	特殊器械	資材セット名&資材コード	資材セットNo.
人工骨頭挿入(FHR、FHA)	大腿骨 (内側)	上・下肢近位手術	人工骨頭	ストライカー リーマー ストライカー サジタル レンタル	FHR 2005	③
人工股関節置換(THR、THA)	(変形性) 股関節	上・下肢近位手術	人工骨頭	ストライカー リーマー ストライカー サジタル レンタル	THR 2007	④
人工膝関節置換(TKR、TKA)	(変形性) 膝	上・下肢近位手術		ストライカー リーマー ストライカー サジタル レンタル	TKR 2009	⑤
関節鏡的～ & 半月板切除	膝	関節鏡 上・下肢遠位手術		関節鏡用手術器械 スコープシステム	関節鏡 2011	⑥
腰麻(整形)					腰麻(整形) 2013	⑦
骨内異物除去 & 抜釘	大腿骨・膝・ 下腿	上・下肢遠位手術		スモールスクリュードライバー ラージスクリュードライバー	下肢抜釘 2015	⑧
骨内異物除去 & 抜釘	手・肩・腕・ 肘・鎖骨	上・下肢遠位手術		スモールスクリュードライバー ラージスクリュードライバー	上肢抜釘 2017	⑨
経皮的ピンニング & 経皮的鋼線刺入固定	指・前腕	経皮的ピンニング		Zサーターワイヤードライバー	経皮的ピンニング 2019	⑩
断端形成	指	手の外科			断端形成 2021	⑪
腱鞘切開	指	手の外科	腱手術追加		腱鞘切開 2023	⑫
腱縫合	アキレス腱	上・下肢遠位手術	腱手術追加		腱縫合 2025	⑬
脊麻(整形)					脊麻(整形) 2013	⑭
伝麻(整形)					伝麻(整形) 2029	⑮

術式別ケースカートメニュー (外科)

術式	器械セット名	資材セット名&資材コード	資材セットNo.	術式	器械セット名	資材セット名&資材コード	資材セットNo.
後腹膜腫瘍摘出術 腹壁癒痕ヘルニア根治術 ヘルニア嵌頓腸切除 胆嚢摘出術 試験開腹 食道離断術 噴門切除術 噴門側胃切除術 幽門側胃切除術 胃全摘 穿孔部閉鎖術 迷走神経切断術 胃瘻造設術 腸瘻造設術 胃空腸吻合術 癒着剥離 大腸切除 小腸切除 右半結腸切除術 左半結腸切除術 結腸全摘出 高位前方切除術 低位前方切除術 経仙骨的直腸切除術 ハルトマン 人工肛門造設術 人工肛門閉鎖術	開腹 開腹補助			肝葉切除 区域切除 肝葉切除 部分切除 拡大胆嚢摘出術 臍頭十二指腸切除術 臍体尾部切除術 臍部分切除 臍臓摘出術	開腹 腹部血管 開腹補助	開腹 4001	①
		開腹 4001	①	腹会陰式直腸切除術 仙骨腹式直腸切除術 マイルズ 直腸脱根治術 小児開腹	開腹 肛門 開腹補助 小児開腹	開腹(胆道F) 4002	①
				胆管切開結石摘出術	開腹 胆道ファイバー 開腹補助	開腹(緊急用) 40011	①
				緊急手術	開腹 開腹補助	ラパ胆 4003	②
				腹腔鏡的胆嚢摘出術	大人アッペ 開腹 ラパセット	アッペ(大人) 4005	③
				虫垂切除術(大人)	大人アッペ	アッペ(大人) 緊急用40051	③
				臍ヘルニア根治術(大人)	開腹		
				緊急手術	大人アッペ	アッペ(小児) 4007	④
				虫垂切除術(小児)	小児アッペ	ヘルニア(大人) 4009	⑤
				臍ヘルニア根治術(小児)	小児アッペ		
				鼠径ヘルニア根治術(大人)	大人アッペ		
				大腿ヘルニア根治術	大人アッペ		

術式別ケースカートメニュー(外科)

術式	器械セット名	資材セット名&資材コード	資材セットNo.	術式	器械セット名	資材セット名&資材コード	資材セットNo.
鼠径ヘルニア根治術(小児)	小児アッペ	ヘルニア(小児) 4011	⑥				
甲状腺良性腫瘍摘出術 甲状腺癌根治術 甲状腺亜全摘術 乳管区分切除術 乳腺腫瘍摘出術 定型的乳房切除術 非定型的乳房切除術 単純乳房切除術	乳房・甲状腺	マンマ・甲状腺 4013	⑦				
腹腔鏡下開胸術	大人アッペ 開腹 開胸 ラパセット	開胸ラパ 4015	⑧				
開胸術	開腹 開胸	開胸 4017	⑨				
内シャント	内シャント 聴診器 小切開セット	内シャント 4019	⑩				
経肛門的腫瘍摘出術 内痔核根治術 外痔核根治術	肛門	痔核根治 4021	⑪				
ストリッピング	大人アッペ ラパセット	ストリッピング 4023	⑫				
外来OP	小切開セット	外来OP 4025	⑬				

術式別ケースカートメニュー(脳外科)

疾患名	術式名	基本セット	付加セット	周辺機器セット		資材セット名&資材コード	資材セットNo.
脳動脈瘤	SAHクリッピング術	開頭 マイクロ マイクロ用自在鉤(ハディハローorライア)	動脈瘤クリップ (杉田チタンクリップNo2)	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス	SAHクリッピング 5001	①
動脈閉塞症	深部動脈吻合術	開頭 マイクロ	深部血管吻合	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス		
脳内出血	開頭血腫除去術	開頭 マイクロ マイクロ用自在鉤(ハディハローorライア)		バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス	開頭血腫除去 5003	②
急性硬膜外血腫 急性硬膜下血腫	開頭血腫除去術	開頭		バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス		
一般脳腫瘍	摘出術	開頭 マイクロ マイクロ用自在鉤(ハディハローorライア)	ソノペット(キューサー)	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス		
陥没骨折	整復術	開頭		バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス		
頭蓋骨欠損	頭蓋骨形成術	開頭 小切開		バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス		
緊急手術	開頭血腫除去術	開頭 マイクロ マイクロ用自在鉤(ハディハローorライア)		バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス	開頭血腫除去 (緊急用) 50031	②
	VPシャント術	VPシャント		バイポーラ鑷子		VPシャント 5005	③
その他	その他	VPシャント		バイポーラ鑷子			
	穿頭血腫除去術	VPシャント		バイポーラ鑷子 定位脳手術		穿頭血腫除去 5007	④

術式別ケースカートメニュー(脳外科)

疾患名	術式名	基本セット	付加セット	周辺機器セット		資材セット名&資材コード	資材セットNo.
慢性硬膜下血腫	血腫洗浄術	VPシャント		バイポーラ鑷子		穿頭血腫除去 5007	④
脳内出血	血腫吸引術	VPシャント		バイポーラ鑷子 定位脳手術			
脳膿瘍	膿瘍ドレナージ	VPシャント		バイポーラ鑷子 定位脳手術		穿頭血腫除去 5007	④
環椎軸椎変位症	頰椎後方固定術	開頭 X-Max (クラニオトーム)	カーリン	バイポーラ鑷子 エアースウ	エアージェット	頰椎後方固定 5009	⑤
頰部変形性脊椎症	頰椎前方固定術	開頭 マイクロ X-Max (クラニオトーム)	カーリン	バイポーラ鑷子 エアースウ	エアージェット	頰椎前方固定 5011	⑥
腰部変形性脊椎症	椎間板切除術 椎弓切除術	開頭 マイクロ 脊椎 B	腰椎手術 (開創器・プリフ・カーリン)	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	エアージェット	椎弓切除 5013	⑦
腰部椎間板ヘルニア	腰椎椎間板摘出術	開頭 マイクロ 脊椎 B	腰椎手術 (開創器・プリフ・カーリン) 脊椎補助	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム) 脊椎 A 別パック	エアージェット エアースウ 脊椎別パック		
頰部変形性脊椎症	椎弓切除術	開頭 マイクロ 脊椎 B	カーリン	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	エアージェット		
動脈閉塞症	STA-MCAバイパス	開頭 マイクロ	血管吻合	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)	パイオラックス	STA-MCAバイパス 5015	⑧
脳下垂体腺腫	ハーディ法	開頭 マイクロ	経蝶骨洞	バイポーラ鑷子 X-Max (クラニオトーム)		ハーディ法 5017	⑨
水頭症	脳室ドレナージ 脳室腹腔短絡術	VPシャント		バイポーラ鑷子		脳室ドレナージ 5019	⑩
動脈閉塞症	血栓内膜除去術	VPシャント マイクロ	深部血管吻合 頰動脈内膜剥離	バイポーラ鑷子		血栓内膜除去 5021	⑪

術式別ケースカートメニュー(眼科)

術式名	器械セット	資材セット名	資材セットNo.
PEA・ECCE(+IOL)	白内障	白内障 1001 1002	①
緑内障			
その他			
斜視矯正術(内・外)(前・後転)	剥離・斜視 白内障	斜視矯正 1003	②
霰粒腫摘出術	霰粒腫	霰粒腫摘出 1005	③
眼球内容摘出	霰粒腫		
	ECCE		
結膜弛緩症手術	霰粒腫	結膜弛緩症 1006	
翼状片摘出術	白内障	翼状片摘出 1007	④
内反症摘出術	霰粒腫	内反症 1009	⑤
白内障(緊急用)	白内障	白内障 10011	⑥
その他(ケナコルト注射)	K-1/K-2	その他 1013	⑦
涙嚢摘出	涙嚢摘出	涙嚢摘出 1015	⑧
涙管シリコンチューブ挿入	涙嚢摘出	涙管シリコンチューブ挿入 1017	⑨

術式別ケースカートメニュー(麻酔科)

術式名	器械セット	資材セット名	資材セットNo.
硬膜外ブロック		硬麻 3001	①

科別集計表 令和2年7月～12月

◆科別手術件数（定期・臨時）一覧表

<手術件数>

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
整形外科	33	13	46	27	4	31	20	5	25	40	9	49	25	8	33	31	9	40	176	48	224
脳神経外科	4	4	8	6	4	10	9	6	15	10	7	17	8	4	12	8	5	13	45	30	75
外科	33	10	43	22	5	27	31	12	43	27	7	34	20	7	27	22	1	23	155	42	197
眼科	37	1	38	49	0	49	40	0	40	44	0	44	45	0	45	41	0	41	256	1	257
麻酔科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	107	28	135	104	13	117	100	23	123	121	23	144	98	19	117	102	15	117	632	121	753

◆科別器械セット別処理件数（定期・臨時）一覧表

<セット処理数>

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
整形外科	42	21	63	53	7	60	36	6	42	72	20	92	42	13	55	50	17	67	295	84	379
脳神経外科	0	13	13	6	17	23	11	5	16	8	10	18	16	8	24	14	16	30	55	69	124
外科	40	11	51	21	6	27	32	12	44	36	9	45	17	10	27	28	3	31	174	51	225
眼科	30	0	30	35	0	35	31	0	31	31	0	31	34	0	34	32	0	32	193	0	193
合計	112	45	157	115	30	145	110	23	133	147	39	186	109	31	140	124	36	160	717	204	921

科別集計表 令和2年7月～12月

整形外科

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
手の外科	2	4	4	8	1	2	3	3		3	5	2	7	2	2	4	1	2	3	16	12	28
経皮的ピンニング	2	2	1	3	1	1	2		2	2	4	2	6	1	2	3	10	3	13	18	11	29
上・下肢近位手術	2	4	3	7	11	1	12	6		6	12	3	15	10	1	11	8	1	9	51	9	60
上・下肢遠位手術	2	10	3	13	8		8	7	3	10	10	1	11	4	3	7		3	3	39	13	52
関節鏡	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
上・下肢遠位手術B	1		1	1			0			0			0			0			0	0	0	1
腱手術追加	2			0			0	1		1	2		2		1	1		1	1	3	2	5
アンブタ	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
半月板	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
脊椎前方	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
脊椎手術B	1			0		1	1			0			0			0			0	0	0	1
脊椎A別パック	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
人工骨頭	2			0			0			0			0	1		1			0	1	0	1
セメント	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
骨折手術	3	2		2	1		1	1		1	1	1	2	1		1	1	1	2	7	2	9
マイクロサージェリー	1			0			0	1		1		1	1			0			0	1	1	2
新・遠位B	1		2	2	1		1			0	2	1	3			0	3		3	6	3	9
脊椎補助	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
合計	22	14	36	23	5	28	19	5	24	36	11	47	19	9	28	23	11	34	142	55	197	

整形外科

手術件数

	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
手術件数	33	13	46	27	4	31	20	5	25	40	9	49	25	8	33	31	9	40	176	48	224

<セット処理数>

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
整形外科セット	22	14	36	23	5	28	19	5	24	36	11	47	19	9	28	23	11	34	142	55	197
小切開セット			0			0			0			0			0			0	0	0	0
レンタル	20	7	27	30	2	32	17	1	18	36	9	45	23	4	27	27	6	33	153	29	182
合計	42	21	63	53	7	60	36	6	42	72	20	92	42	13	55	50	17	67	295	84	379

科別集計表 令和2年7月～12月

整形特殊

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
スコープシステム	1			0	1		1			0			0	1		1	1		1	3	0	3
小関節用手術器械	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ハーバートウィップルボーンスクリュー	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
関節鏡用手術器械セット	1			0			0			0			0		0	1		1	1	0	1	
ラージ基本手術器械セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ラージステンレススチールスクリューセット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
スモール手術器械セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
チタンスモールインプラント	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ミニ手術器械セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
整復用鉗子セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ゼネラル手術器械セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ワイヤ・器械組合せセット	1			0	1		1			0			0			0			0	1	0	1
オーソフィックス創外固定	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
オーソフィックペニヒ創外固定	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ポアンフィックス前腕用創外固定	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
フィクサム上腕用創外固定	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
トロワフィックス創外固定	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エンダ-釘器械セット 4.5mm	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エンダ-釘器械セット 上腕・大腿	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エンダ-釘器械セット 4.0mm	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エンダ-釘セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
骨髄内リーマーセット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
DCPインプラント	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
キャプチャードヒップスクリュー (CHS)	1			1	1		0			0			0		0	1		1	1	1	1	2
折損用スクリュー	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
DRF	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ラージ ロッキング	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
スモール ロッキング	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
アルバロード	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
プロファイルコンボ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
5.0mmキャニューレテッド キャンセランスクリュー	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
4.0mmキャニューレテッド キャンセランスクリュー	1			0	2		2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	6	2	8	
4.0mmドライバー				0			0			0			0		0	1		1	1	0	1	
合計		0	1	1	4	0	4	1	1	2	2	0	2	2	0	2	4	1	5	13	3	16

科別集計表 令和2年7月～12月

整形ドリル

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計			
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	
バッテリーオーソパワー (ドリル)	2		1	1			0			0			0			0			0	0	0	1	1
バッテリーオーソパワー (ホ-ソウ)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
バッテリーオーソパワー (リ-マ-)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
エアージェット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 コネクターコード	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 サジタルソウ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 レシフ ロソウ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 オンレ-ティング ソウ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 ワイヤード ライハ-	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 マイクロドリル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 50Kトドリル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 20° ニュ-ロドリル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 20° トドリル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド2 20° ストレ-トドリル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
アタッチメント	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
Tチャック (ストライカ-ドリルヤコブ用)	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
ハイトルクヤコブスチャック	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
A0チャックコマンド-ワイヤ-	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド ワイヤ-チャック	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
コマンド ピンチャック	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
マイクロライハ-	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
Zサ-ター ワイヤード ライハ-	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0	0
ワイヤ-コレット	1	1		1	3		3	2	1	3	2	1	3			0		1	1	8	3	11	
ピンコレット	1	1		1	1		1	1		1	1		1			0			0	4	0	4	
ロータリーハンドピース	1	2	2	4	3		3	3	1	4	3	1	4	1		1	3	1	4	15	5	20	
サジタルハンドピース	1	1		1			0			0			0			0			0	1	0	1	
ハドソニアタッチメント				0			0			0			0	1		1			0	1	0	1	
トリンクルアタッチメント				0	1		1			0			0			0	1		1	2	0	2	
GD4 ハンドピース		7	3	10	5	1	6	3	3	6	7	1	8	2	4	6	6	3	9	30	15	45	
GD4 ワイヤ-コレット		6	3	9	5		5	3	3	6	5	1	6	2	4	6	7	3	10	28	14	42	
GD4 ピンコレット		1	1	2		1	1	1		1	2		2			0			0	4	2	6	
GD4 ヤコブスドリル チャックキー付		3	3	6	1		1	1	2	3	3		3		2	2	2	1	3	10	8	18	
GD4 ヤコブスアタッチメント チャックキー付				0	2		2			0			0	1		1			0	3	0	3	
GD4 ハドソントリンクル				0			0			0			0			0			0	0	0	0	
GD4 A0ドリル		3		3	1		1	3		3	2	1	3			0	2		2	11	1	12	
システム7 キーレスチャック				0	1		1	1		1			0			0			0	2	0	2	
合計		25	13	38	23	2	25	18	10	28	25	5	30	7	10	17	21	9	30	119	49	168	

科別集計表 令和2年7月～12月

脳神経外科

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
開頭	3		2	2	1	3	4	2		2	1	1	2	2	1	3	3	4	7	9	11	20
穿頭セット (VPシャント)	2		2	2	1	1	2	1	5	6	2	6	8	1	2	3			0	5	16	21
マイクロ	3		1	1	1	3	4	2		2	1	1	2	2	1	3	2		2	8	6	14
バディーハロー	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ライラ	1		2	2			0	1		1			0	1	1	2	1	1	2	3	4	7
経蝶骨洞	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
血管吻合	1			0	1		1			0			0			0			0	1	0	1
深部血管吻合	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
頸動脈内膜剥離	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
クリップ・杉田	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
杉田チタンクリップNo.2	1		2	2		1	1			0			0		1	1	1		1	1	4	5
杉田チタンクリップ鉗子	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
クリップ・ヤサーギル	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ヤサーギルテンポラリー	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ブリフ (腰椎手術)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
カーリン (腰椎手術)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
腰椎開創器 (腰椎手術)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
バイポーラ鑷子	3			0			0			0			0			0			0	0	0	0
チタンプレート	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
バイオプレート	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
クラニオトーム	3			0			0			0			0			0			0	0	0	0
クラニオフィックス	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エアージェット	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ソノペット	2			0			0	1		1	1		1	1		1			0	3	0	3
ニューロイントスコープシステム	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ユニットラック	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
エアースウ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
KTP/YAGレーザー手術装置	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Xmax	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
定位脳手術 (駒井式)	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
パイオラックス	1		2	2	1	2	3	2		2	1		1	3	1	4	3	2	5	10	7	17
脳外用エコプローベ					0	3	3			0	1	1	2	2		2	1	4	5	4	8	12
気管切開					0		0			0			0	1		1			0	1	0	1
内視鏡					0		0			0			0			0	1	1	2	1	1	2
シグネチャードリル					0		0			0			0			0	2	4	6	2	4	6
合計		0	11	11	5	13	18	9	5	14	7	9	16	13	7	20	14	16	30	48	61	109

脳神経外科

手術件数

7月	8月		9月		10月		11月		12月		合計									
定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計						
4	4	8	6	4	10	9	6	15	10	7	17	8	4	12	8	5	13	45	30	75

<セット処理数>

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
脳神経外科セット	0	11	11	5	13	18	9	5	14	7	9	16	13	7	20	14	16	30	48	61	109
小切開セット			0			0			0			0			0			0	0	0	0
レンタル		2	2	1	4	5	2		2	1	1	2	3	1	4			0	7	8	15
合計	0	13	13	6	17	23	11	5	16	8	10	18	16	8	24	14	16	30	55	69	124

外科

科別集計表 令和2年7月～12月

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
開腹	4	12		12	9	2	11	10	5	15	8	3	11	4	5	9	7	1	8	50	16	66
開腹補助	4			0			0			0			0			0			0	0	0	0
腹部血管	1			0			0	1		1			0			0	1		1	2	0	2
開胸	1			0			0	1		1			0			0			0	1	0	1
肛門	3	1		1	1		1			0			0	1		1			0	3	0	3
乳房・甲状腺	2	1		1	1		1	3		3	2		2			0	3		3	10	0	10
小児開腹	2			0			0			0			0			0			0	0	0	0
大人アッペ	3	7	6	13	5	3	8	5	5	10	10	2	12	4	3	7	9	1	10	40	20	60
小児アッペ	3			0			0			0			0			0			0	0	0	0
腹腔鏡セット	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
ラパスコープ	1	5		5	1		1	3		3	7	1	8	2	1	3	2		2	20	2	22
ラパ鉗子	1	5		5	1		1	3		3	7	1	8	2	1	3	2		2	20	2	22
胆道ファイバー	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
胆道ビデオスコープ	1			0	1		1	2		2			0	1		1			0	4	0	4
森岡式吊り上げ	1	2		2	1		1			0			0			0			0	3	0	3
ケント	1	3		3		1	1	1	1	2	1		1			0	2		2	7	2	9
内シャント	2		2	2			0		1	1			0			0			0	0	3	3
エコプローベ				0			0			0			0			0			0	0	0	0
総合計		36	8	44	20	6	26	29	12	41	35	7	42	14	10	24	26	2	28	160	45	205

外科

手術件数

		7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
		33	10	43	22	5	27	31	12	43	27	7	34	20	7	27	22	1	23	155	42	197

<セット処理数>

科名		7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
外科セット		36	8	44	20	6	26	29	12	41	35	7	42	14	10	24	26	2	28	160	45	205
小切開セット		4	3	7	1		1	3		3	1	2	3	3		3	2	1	3	14	6	20
レンタル				0			0			0			0			0			0	0	0	0
総合計		40	11	51	21	6	27	32	12	44	36	9	45	17	10	27	28	3	31	174	51	225

科別集計表 令和2年7月～12月

眼科

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
白内障1.2	2	4		4	7		7	5		5	7		7	7		7	7		7	37	0	37
白内障3.4	2	4		4	7		7	4		4	5		5	6		6	5		5	31	0	31
白内障5.6	2	1		1	4		4	2		2	4		4	2		2	3		3	16	0	16
K-1	1	5		5	4		4	4		4	4		4	5		5	4		4	26	0	26
K-2	1	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	24	0	24
K-3	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
Kセット		12		12	9		9	11		11	7		7	8		8	9		9	56	0	56
剥離・斜視	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
霰粒腫	1			0			0	1		1			0	2		2			0	3	0	3
涙嚢摘出	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0
合計		30	0	30	35	0	35	31	0	31	31	0	31	34	0	34	32	0	32	193	0	193

眼科

手術件数

7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
37	1	38	49		49	40		40	44		44	45		45	41		41	256	1	257

<セット処理数>

科名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
眼科セット		30	0	30	35	0	35	31	0	31	31	0	31	34	0	34	32	0	32	193	0	193
小切開セット				0			0			0			0			0			0	0	0	0
レンタル				0			0			0			0			0			0	0	0	0
合計		30	0	30	35	0	35	31	0	31	31	0	31	34	0	34	32	0	32	193	0	193

その他

セット名	定数	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
		定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
内科ラパ	1			0			0			0			0			0			0	0	0	0

小切開セット使用数<科別> 科別集計表 令和2年7月～12月

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
整形外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳神経外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外科	4	3	7	1	0	1	3	0	3	1	2	3	3	0	3	2	1	3	14	6	20
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計	4	3	7	1	0	1	3	0	3	1	2	3	3	0	3	2	1	3	14	6	20

レンタル使用数<科別>

科名	7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計		
	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計	定	臨	計
整形外科	20	7	27	30	2	32	17	1	18	36	9	45	23	4	27	27	6	33	153	29	182
脳神経外科	0	2	2	1	4	5	2	0	2	1	1	2	3	1	4	0	0	0	7	8	15
外科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計	20	9	29	31	6	37	19	1	20	37	10	47	26	5	31	27	6	33	160	37	197

科別器械セット返却時間帯一覧(令和2年7月~12月)

時間帯別 科名	~16:00		16:00~17:00		17:00~17:30		17:30以降		翌朝		合計	
	返却数	割合	返却数	割合	返却数	割合	返却数	割合	返却数	割合		
セット 処理 数	整形外科	370	64%	92	16%	29	5%	1	0%	86	15%	578
	脳神経外科	64	52%	5	4%	10	8%	0	0%	45	36%	124
	外科	118	53%	27	12%	8	4%	2	1%	67	30%	222
	眼科	235	92%	15	6%	4	2%	0	0%	2	1%	256
	合計	787	67%	139	12%	51	4%	3	0%	200	17%	1180
処 理 件 数	整形外科	115	66%	24	14%	9	5%	1	1%	26	15%	175
	脳神経外科	24	53%	4	9%	2	4%	0	0%	15	33%	45
	外科	79	51%	21	14%	5	3%	1	1%	49	32%	155
	眼科	234	92%	15	6%	4	2%	0	0%	2	1%	255
	合計	452	72%	64	10%	20	3%	2	0%	92	15%	630

中 材 処 理 率

	セ ッ ト 処 理 数				処 理 件 数			
	中 材		手 術 室		中 材		手 術 室	
	処 理 数	割 合	処 理 数	割 合	処 理 数	割 合	処 理 数	割 合
整形外科	492	85%	86	15%	149	85%	26	15%
脳神経外科	79	64%	45	36%	30	67%	15	33%
外科	155	70%	67	30%	106	68%	49	32%
眼科	254	99%	2	1%	253	99%	2	1%
合計	980	83%	200	17%	538	85%	92	15%

口腔吸引洗浄数<階別> 令和2年7月~12月

<2F>

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
大	101	35	24	58	74	29	220
小	98	33	20	53	59	23	188
感染セット	2	13	26	42	22	16	119
	201	81	70	153	155	68	527

<3F>

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
大	83	5	8	0	0	0	13
小	79	5	8	0	0	0	13
感染セット	11	0	0	0	0	0	0
	173	10	16	0	0	0	26

<4F>

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
大	0	0	0	0	0	0	0
小	0	0	0	0	0	0	0
感染セット	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

<5F>

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
大	0	0	0	50	16	0	66
小	0	0	0	50	16	0	66
感染セット	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	100	32	0	132

<合計>

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
大	184	40	32	108	90	29	299
小	177	38	28	103	75	23	267
感染セット	13	13	26	42	22	16	119
	374	91	86	253	187	68	685

令和2年7月～12月

AC滅菌装置稼働回数一覧表 ・ EOG滅菌装置稼働回数一覧表 ・ 依頼滅菌処理数一覧表

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
AC 1	45	41	47	54	42	43	272
AC 2	60	56	57	63	51	52	339
AC 3	0	0	0	0	0	15	15
EOG	20	20	21	18	17	21	117
過酸化水素	67	62	97	64	57	64	411
依頼滅菌※	1072	895	896	905	802	865	5435

※依頼滅菌とは中材にて定数管理をしていない機器等で、各部署より滅菌依頼のあった件数をいう。

手術部門衛生材料作成数一覧表

令和2年7月～令和2年12月

品名	規格	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
2つ折ガーゼ	10枚入り							0
2つ折ガーゼ	30枚入り							0
柄付ガーゼ	5枚入り	15	20	5	15	15	10	80
綿球(大)	3個入り	5	5	15		5	5	35
綿球(#30)	5個入り			5		5	5	15
綿球(中)	5個入り	10	20	15		10	20	75
綿球(小)	5個入り	5		10			5	20
眼科用ガーゼセット	16折×10 #30×2							0
開腹用パック								0
整形・脳外用パック								0
オルテックス 青2裂	15×4.5	5	15	10	10	12	17	69
オルテックス 青3裂	10×4.5	6		3	3		8	20
ハイスパン 2号	5cm×9m	2	10	3	10	5	13	43
ハイスパン 3号	7.5cm×9m							0
ハイスパン 4号	9cm×9m				5			5
エラスコット V2	5cm×4.5m	5	5	5			3	18
エラスコット V3	7.5cm×4.5m	10	5	10	5		10	40
エラスコット V4	10cm×4.5	19	25	10	20	30	25	129
X線ガーゼ	30枚入り							0
ツッペル S	10個入り							0
ツッペル M	10個入り	10		10		10		30
ツッペル L	10個入り							0
ネラトンカテーテル	3号	3	6		8		5	22
ネラトンカテーテル	4号		3					3
ネラトンカテーテル	5号	3	3		5			11
ネラトンカテーテル	6号		5				5	10
ネラトンカテーテル	7号		2					2
ネラトンカテーテル	8号				8			8
ネラトンカテーテル	9号							0
ネラトンカテーテル	10号							0
ネラトンカテーテル	12号							0
ネラトンカテーテル	13号							0
ネラトンカテーテル	14号							0
ネラトンカテーテル	15号							0
フラワーカップ	200ml							0

品名	規格	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合 計
滅菌スピッツ	30ml 1個入り							0
滅菌シャーレ	1個入り	10	20	30	20	10	50	140
雪ガーゼ	V107							0
パテスポンX	大							0
パテスポンX	中							0
パテスポンX	小							0
16折ガーゼ	2枚入り	20	15	30	10	20	30	125
16折ガーゼ	5枚入り							0
柄付きガーゼ	10枚入り							0
くっつきタイ LF	2.5cm × 4.5m		2	2		4		8
くっつきタイ LF	5.0cm × 4.5m					1		1
キャストパッドプラス	小児用 5cm × 3.3m				5		2	7
4折ガーゼ	2枚入り							0
合 計		128	161	163	124	127	213	916

品名	規格	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
3折ガーゼ	1枚							0
4折ガーゼ	1枚							0
	2枚							0
	5枚							0
	10枚							0
	20枚							0
	50枚							0
8折ガーゼ	1枚							0
	2枚							0
	5枚							0
	10枚							0
16折ガーゼ	1枚(8折半分)							0
ケーパイン	1枚							0
	2枚							0
	3枚							0
	5枚							0
	10枚							0
カットケーパイン								0
タンポンガーゼ	1×20 5枚入り							0
	1×20 1枚入り							0
	3×20 5枚							0
	3×20 1枚							0
Yガーゼ	1枚入り							0
サバキガーゼ	1枚入り							0
綿球	大							0
	大 3個							0
	＃30 3個							0
	中							0
	中 5個							0
	中 3個							0
	中 2個							0
	小							0
	小 15個							0
	小 5個							0
	小 3個							0

品名	規格	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
熱傷ガーゼ	10枚							0
	30枚							0
眼帯ガーゼ	大 2枚入り							0
	小 2枚入り							0
三角巾	大							0
	中		1	1			3	5
キルシュナー	各種		8					8
圧迫ガーゼ			60		60	60		180
シルシュナー							3	3
丸底スピッツ						100		100
ラミネートコップ		20	20				20	60
合計		20	89	1	60	160	26	356